

Agitateur orbital tactile ClearLine®

ClearLine

- Livré avec plateforme antidérapante
- Garantie 5 ans

Interface	Tactile
Vitesse (rpm)	30 - 300
Orbite (mm)	19
Dimensions plateforme (mm)	330 x 300
Charge maximale (kg)	6
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1min à 99h
Dimensions (l x p x h) (mm)	280 x 430 x 75
Poids (kg)	11,25
Conditions d'utilisation	+4 à +65°C
Référence	062819CL
€	NC -



Plateformes

Réf.	Désignation	€
060968	Plateforme dédiée 5 Erlen 500 ml	NC -
060969	Plateforme dédiée 8 Erlen 250 ml	NC -
060970	Plateforme dédiée 12 Erlen 125 ml	NC -
060971	Plateforme dédiée 4 microplaques	NC -
060972	Plateforme à ressort	NC -
060966	Plateforme MagicClamp 350 x 300 mm	NC -

Accessoires pour plateforme Magic Clamp

Réf.	Désignation	€
060962	Pince magnétique pour Erlenmeyer 50 ml	NC -
060961	Pince magnétique pour Erlenmeyer 125 ml	NC -
060960	Pince magnétique pour Erlenmeyer 250 ml	NC -
060959	Pince magnétique pour Erlenmeyer 500 ml	NC -
060958	Pince magnétique pour Erlenmeyer 1000 ml	NC -
062647	Pince magnétique ajustable pour Erlen 125 à 500 ml	NC -
060963	Rack pour 30 tubes 15 ml et 20 tubes 50ml	NC -

Agitateurs orbitaux Ohaus



Modèle	SHLD0415AL	SHLD0415DG
Interface	Analogique	Digitale
Vitesse (rpm)	40 - 300	
Orbite (mm)	15	
Dimensions plateforme (mm)	299 x 222	
Charge maximale (kg)	3,6	
Mode d'utilisation	Continu	Continu ou minuteur
Minuteur	-	1s à 160h
Dimensions (l x p x h) (mm)	413 x 254 x 102	
Poids (kg)	10,9	
Conditions d'utilisation	0 à +40°C / 80% HR	-10 à +60°C / 80% HR
Réf.	192110	192113
€	NC -	NC -

- Augmentation progressive de la vitesse d'agitation
- Compatible avec les environnements riches en CO₂
- Livré avec plateforme antidérapante



Accessoires

Réf.	Désignation	€
192225	Plateforme 218 x 297 mm à 2 rouleaux	NC -
192218	Portoir pour 70 microtubes 1,5 ou 2,0 ml	NC -
192219	Portoir pour 63 tubes Ø 10-13 mm	NC -
192223	Portoir pour 35 tubes à centrifuger 15 ml	NC -
192224	Portoir pour 12 tubes à centrifuger 50 ml	NC -
192189	Pince inox pour Erlenmeyer 50 ml	NC -
192190	Pince inox pour Erlenmeyer 125 ml	NC -
192191	Pince inox pour Erlenmeyer 250 ml	NC -
192192	Pince inox pour Erlenmeyer 500 ml	NC -
192200	Pince inox pour bouteille 500 ml	NC -

Agitateur orbital digital Sea Star

- Livré avec plateforme antidérapante et 8 liens élastiques

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	20 - 300
Orbite (mm)	19
Dimensions plateforme (mm)	279 x 279
Charge maximale (kg)	4,5
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	0 à 74h59 min
Dimensions (l x p x h) (mm)	314 x 310 x 197
Conditions d'utilisation	+2 à +40°C / 80% HR
Référence	320064B
€	NC -

