

Agitateurs 3D IKA Rocker 3D Basic et Digital



IP
21

■ Livré avec plateforme antidérapante

Interface	Analogique
Vitesse (rpm)	30 fixe
Angle d'agitation	8°
Dimensions plateforme (mm)	245 x 245
Charge maximale (kg)	2
Mode d'utilisation	Continu
Dimensions (l x p x h) (mm)	280 x 330 x 165
Poids (kg)	2,2
Conditions d'utilisation	+4 à +50°C / 80% HR
Indice de protection	IP21
Réf.	250279
€	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
250282	Tapis à picots	NC -
250283	Tapis pour 28 tubes 5 ml Ø 12 mm	NC -
250284	Tapis pour 16 tubes 15 ml Ø 16 mm	NC -
250285	Tapis pour 14 tubes 30 ml Ø 25 mm	NC -
250286	Tapis pour 10 tubes 50 ml Ø 28 mm	NC -
250287	Plateforme superposée sans tapis	NC -
250281	Tapis antidérapant	NC -

Agitateurs 3D à angle et vitesse fixe BlotBoy et BioMixer



GARANTIE
2
ANS



■ Livré avec plateforme antidérapante et tapis à picots

■ Garantie 2 ans

Modèle	Mini BlotBoy	BlotBoy	MiniMixer	BioMixer
Interface	Analogique			
Vitesse (rpm)	10 fixe		20 fixe	
Angle d'agitation	8°		20°	
Dimensions plateforme (mm)	270 x 190	300 x 300	270 x 190	300 x 300
Charge maximale (kg)	1,6		2	
Mode d'utilisation	Continu			
Dimensions (l x p x h) (mm)	270 x 190 x 200	300 x 300 x 210	270 x 190 x 200	300 x 300 x 210
Poids (kg)	2			
Conditions d'utilisation	+4 à +50°C		+4 à +65°C	
Réf.	060908	060914	060909	060915
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
060904	Plateforme superposable antidérapante pour BlotBoy	NC -
060905	Plateforme superposable à picots pour BlotBoy	NC -
060910	Plateforme superposable antidérapante pour Mini BlotBoy	NC -
060911	Plateforme superposable à picots pour Mini BlotBoy	NC -

Agitateur Enduro™ tridimensionnel Mini-Mix™



■ Livré avec plateforme antidérapante ou plateforme à picots

Modèle	GyroMini	Enduro Mini-Mix
Vitesse (rpm)	24 fixe	18 fixe
Angle d'agitation	20°	5°
Dimensions plateforme (mm)	200 x 165	
Charge maximale (kg)	0,8	
Mode d'utilisation	Continu	
Dimensions (l x p x h) (mm)	241 x 172 x 152	
Poids (kg)	0,88	
Conditions d'utilisation	+4 à +65°C	
Type de plateforme	Antidérapante	A picots
Réf.	096566	096615
€	NC -	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
096616	Mini blot box 91 x 66 mm volume 3-5 ml	NC -
096618	Blot box 117 x 89 mm volume 6-10 ml	NC -