

## Agitateurs rocker Cole Parmer série SH-200D-S

**Cole-Parmer**  
an antylia scientific company



■ Livrés avec une plateforme antidérapante

Modèle	SH-200D-S	SH-200D-S-L
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	5 - 70	
Angle d'agitation	7°	
Dimensions plateforme (mm)	235 x 235	355 x 355
Charge maximale (kg)	3	10
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1 à 9999 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	240 x 300 x 165	360 x 420 x 170
Poids (kg)	5	10
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR	
Réf.	<b>090788B</b>	<b>090774B</b>
€	NC -	NC -

### Kit pour étages supplémentaires

Réf.	Désignation	€
<b>090787</b>	Kit 2 plateformes superposées pour SSM3 h.125 mm	NC -
<b>090776</b>	Kit 2 plateformes superposées pour SSL3 h.125 mm	NC -

## Agitateur rocker LSE

**CORNING**



■ Livré avec une ou deux plateformes superposables antidérapantes

Modèle	1 plateforme	2 plateformes
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	2 - 60	
Angle d'agitation	7°	
Dimensions plateforme (mm)	300 x 300	
Charge maximale (kg)	5	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	10 à 120 min	
Dimensions (l x p x h) (mm)	325 x 360 x 145	
Poids (kg)	5,3	5,8
Conditions d'utilisation	+4 à +70°C	
Réf.	<b>006704</b>	<b>006706</b>
€	NC -	NC -

## Agitateur rocker Grant-Bio PMR-30

**grant**



■ Livré avec plateforme antidérapante

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	5 - 30
Angle d'agitation	7°
Dimensions plateforme (mm)	215 x 215
Charge maximale (kg)	1
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1min à 24h
Dimensions (l x p x h) (mm)	238 x 238 x 110
Poids (kg)	2,1
Conditions d'utilisation	+4 à +45°C
Réf.	<b>144201</b>
€	NC -

### Accessoire

Réf.	Désignation	€
<b>144203</b>	Tapis à picots	NC -