

Incubateur à CO₂ compact Midi 40



thermo scientific

Dimensions ext. / int. (cm)	59,7 x 47 x 46,5 / 35,5 x 35,5 x 30,5
Volume intérieur	39,6 l
Dim. des étagères (cm)	34,3 x 29,2
Plage de température	Ambiante + 5 °C à 60 °C
Précision de régulation	± 0,1 °C
Uniformité	± 0,4 °C à 37 °C
Plage CO ₂	0 - 20 %
Précision de régulation	± 0,1 %
Capteur / uniformité	Capteur de conductivité thermique longue durée / 0,10 %
HumiditéHr	Jusqu'à 95 % à 37 °C
Poids net	27 kg
Garantie	1 an
Référence	079500
€ HT	NC -

Dimensions idéales pour les applications mono-utilisateur.

- ▶ Pour les spécialistes de la culture cellulaire qui ont besoin d'un espace de culture compact
- ▶ Capacité : 40 l
- ▶ Avec microprocesseur IntrLogic™ II avancé : écran numérique lumineux et pavé tactile intuitif simplifiant la saisie des données
- ▶ Chambre de culture en acier inoxydable
- ▶ Avec quatre étagères amovibles
- ▶ Chauffage radiant au niveau des parois : assure une température uniforme et une convection naturelle pour protéger les échantillons
- ▶ Contrôle précis et fiable de la teneur en CO₂
- ▶ Réservoir d'eau amovible cellulaire
- ▶ Porte intérieure en verre trempé
- ▶ Communication de données aisée : la sortie RS-485
- ▶ Alarmes sonores et visuelles
- ▶ Chambre renforcée pour permettre l'empilement
- ▶ Joint en silicone non poreux

Accessoires

Référence	Désignation	€ HT
079501	Etagère inox supplémentaire pour Midi 40	NC -
079502	Filtre de remplacement pour Midi 40	NC -

Marché UGAP n° 415-189

UGAP

Incubateurs à CO₂ ICO MEMMERT



- ▶ Ecran avec large affichage
- ▶ Température : amb. + 5 °C jusqu'à + 50 °C
- ▶ Sonde IR
- ▶ CO₂ : 0 à 20 %
- ▶ O₂ : 1 à 20 % (en option)
- ▶ 4 modèles de 56 à 241 l
- ▶ 1 bac à eau en inox inclus par incubateur
- ▶ Alarmes visuelle et sonore
- ▶ Stérilisation à 180 °C sans besoin de retirer les sondes
- ▶ Certificat de calibration 37 °C et 5 % CO₂

Modèle	50	105	150	240
Volume (l)	56	107	156	241
Dimensions ext. L x p x h (mm)	400 x 330 x 420	560 x 400 x 480	560 x 400 x 700	600 x 500 x 810
Dimensions int. L x p x h (mm)	559 x 521 x 791	719 x 591 x 846	719 x 591 x 1066	759 x 691 x 1176
Température	Amb. + 5 °C jusqu'à + 50 °C			
Nombre plateaux perforés livrés en standard	1	2	2	2
Puissance (W) 230/115 V, 50/60 Hz	1000	1500	2000	2000
Poids (kg)	55	75	92	110
Chargement max. (kg)	75	90	120	140
Référence	911950M	911951M	911952M	911953M
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Plateau inox perforé supplémentaire	911954	911955	911956	911957
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -
Manodétendeur pour CO ₂	911752	911752	911752	911752
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -
Kit de connexion manodétendeur	911753	911753	911753	911753
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -
Manodétendeur pour N ₂	911773	911773	911773	911773
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -

Options

Port d'entrée de 40 mm Ø	911992	911992	911992	911992
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -
Porte intérieure compartimentée avec portes en verre	-	911958	-	-
€ HT	-	NC -	-	-
Contrôle d'O ₂ (1 % à 20 %) avec contrôle de l'humidité	912219	912219	912219	912219
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -



memmert