
Agitateur-incubateur orbital NB-205

Livré avec plateforme antidérapante

NB-205 NB-T205		
Digitale	Tactile	
30 - 300		
30		
Ambiant +5 à +60°C		
± 0,2		
250 x 310		
Continu ou minuteur	Continu, minuteur ou programme	
1min à 47h59min	1s à 99h59min	
Programmation - 4 éta		
285 x 400 x 290		
13		
995011	995040	
NC -	NC -	
	Digitale 30 - 3 Ambiant + ± (250) Continu ou minuteur 1min à 47h59min - 285 x 40 995011	



A : Plate-forme avec 12 pinces pour Erlenmeyer B : Plate-forme à ressorts C : Plate-forme pour 4 microplaques

Plateformes


Réf.	Désignation	€
995017	Plateforme universelle pour pinces et racks	NC -
995015	Plateforme à ressorts	NC -

Pinces pour plateforme universelle

Réf.	Désignation	€
995021	Pince pour Erlenmeyer 100 ml	NC -
995022	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	NC -
995023	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	NC -

Racks pour plateforme universelle

Réf.	Désignation	€
995026	Rack inclinable pour 56 tubes Ø 14 mm	NC -
995027	Rack inclinable pour 32 tubes Ø 16 mm	NC -
995028	Rack inclinable pour 32 tubes Ø 19 mm	NC -
995029	Rack inclinable pour 10 tubes 50 ml Ø 30 mm	NC -





thermo scientific

Agitateur-incubateur orbital MaxQ Mini 4450

- Accélération progressive pour limiter les projections
- Interface RS232 pour le contrôle par ordinateur
- Livré sans support, à compléter par une plateforme au choix
- Garantie 5 ans

Interface	Digitale
Vitesse (rpm)	15 - 500
Orbite (mm)	19
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +80°C
Précision (°C)	± 0,1
Dimensions plateforme (mm)	280 x 330
Charge maximale	15,9
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	0,1min à 999h
Dimensions (I x p x h) (mm)	691 x 358 x 401
Poids (kg)	35
Réf.	078377
€	NC -

Plateforme universelle pour pinces

Réf.	Désignation	€
078358	Plateforme universelle pour pinces	NC -

Pinces de maintien

Réf.	Désignation	Capacité/appareil	€
078362	Pince pour microplaques	5	NC -
078366	Pince pour Erlenmeyer 125 ml	13	NC -
078367	Pince pour Erlenmeyer 250 ml	9	NC -
078368	Pince pour Erlenmeyer 300 ml	7	NC -
078369	Pince pour Erlenmeyer 500 ml	6	NC -
078370	Pince pour Erlenmeyer 1000 ml	4	NC -



Racks pour tubes à essai

Désignation	Capacité/appareil	€
Rack pour 6 x 12 tubes 10-13 mm	3	NC -
Rack pour 6 x 12 tubes 14-16 mm	2	NC -
Rack pour 4 x 10 tubes 17-20 mm	3	NC -
Rack pour 4 x 10 tubes 21-25 mm	2	NC -
Rack pour 3 x 8 tubes 26-30 mm	2	NC -
Rack pour 8 x 12 microtubes 1,5 ml	2	NC -
	Rack pour 6 x 12 tubes 10-13 mm Rack pour 6 x 12 tubes 14-16 mm Rack pour 4 x 10 tubes 17-20 mm Rack pour 4 x 10 tubes 21-25 mm Rack pour 3 x 8 tubes 26-30 mm	Rack pour 6 x 12 tubes 10-13 mm 3 Rack pour 6 x 12 tubes 14-16 mm 2 Rack pour 4 x 10 tubes 17-20 mm 3 Rack pour 4 x 10 tubes 21-25 mm 2 Rack pour 3 x 8 tubes 26-30 mm 2