

Désinfectant pour bain-marie Aqua-Stabil



- Bactéricide, algicide
- Coloration : bleue
- Dosage : 2 ml par litre de bain
- Stabilité : 80°C
- Durée d'efficacité : 3 mois (ou lorsque la couleur pâlit)

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
067752	Désinfectant Aqua-Stabil flacon 100 ml	12	NC -
067752A	Désinfectant Aqua-Stabil flacon 100 ml	1	NC -

Désinfectant pour bain-marie Aquanet



- Bactéricide
- Composants : Chlore de didecylidiméthylammonium, chlorure de benzalkonium
- Coloration : bleue
- Dosage : 33 ml par litre de bain
- Stabilité : 135°C
- Durée d'efficacité : 2 mois

Réf.	Désignation	€
063103	Désinfectant Aquanet flacon 100 ml	NC -
063104	Désinfectant Aquanet flacon 1 l	NC -

Désinfectant pour bain-marie Aquabator-Clean



- Bactéricide
- Coloration : incolore
- Dosage : 10 ml par litre de bain
- Stabilité : 100°C
- Durée d'efficacité : 1 à 2 semaines
- Changer d'eau toutes les 4 à 6 semaines
- Biodégradable

Réf.	Désignation	€
670935	Désinfectant Aquabator-Clean flacon 250 ml	NC -

Désinfectant pour bain-marie Rea-Stabil



- Bactéricide
- Composants : Biguamide tensio-actifs et colorants
- Coloration : Bleue
- Dosage : 1 ml par litre de bain
- Stabilité : 70°C
- Durée d'efficacité : 2 à 3 mois
- Biodégradable, non toxique

Réf.	Désignation	€
074022	Désinfectant Rea-Stabil flacon 200 ml	NC -

Accessoires pour bains

- Permet le maintien des récipients en semi-immersion dans les bains
- Revêtement vynyle



Fil lesté



Support lesté



Anneaux fermés + support



Anneaux ouverts

Fils lestés

- Flexibles pour une compatibilité avec tout récipient

Réf.	Poids (g)	Ø (mm)	€
085866	114	6,4	NC -
085867	176	8	NC -

Supports lestés

- Pince à 4 griffes permettant un bon maintien

Réf.	Compatibilité	Poids (g)	Ø (mm)	€
085872	Béchers 100 ml	65	60	NC -
085873	Béchers 250 ml	237	80	NC -

Anneaux lestés pour flacons

- Anneaux fermés rouges ou ouverts bleus

Compatibilité	Poids (g)	Ø ext. (mm)	Ø int. (mm)	Réf.	€	Réf.	€
Eprouvettes 5 - 10 ml	165	51	19	085860	NC -	-	-
Flacons 125 - 500 ml	237	76	43	085861	NC -	037626	NC -
Flacons 250 - 1000 ml	454	89	51	085862	NC -	037627	NC -
Flacons 500 - 2000 ml	681	102	56	085863	NC -	037628	NC -
Flacons 1000 - 4000 ml	908	114	71	085864	NC -	037629	NC -

Supports de rangement pour anneaux lestés

Réf.	Compatibilité	H (mm)	€
085865	Tout anneaux	220	NC -