

Thermostats à immersion Julabo Corio et Dyneo

- A compléter par un serpentin de refroidissement pour le travail sous la température ambiante
 - Livré avec pince de fixation pour parois droites jusqu'à 30 mm
- Thermostat Corio CD, CP et Dyneo DD**
- Connexion USB (et RS232 pour le modèle CP) pour le contrôle à distance
 - Passage simple entre les circulations internes et externes grâce au set de pompe en option

Modèle	Corio C	Corio CD	Corio CP	Dyneo DD
Interface	Digitale			
Volume maximal (l)	30	50		
Profondeur d'immersion (mm)	75 à 165			
Gamme de température (°C)	Ambiant à +100°C	Ambiant à +150°C	Ambiant à +200°C	
Précision de température (°C)	0,1			
Stabilité de température (°C)	± 0,03	± 0,02	± 0,01	
Puissance de chauffe (kW)	2			
Port sonde pt1000	-	Non	Oui	
Débit pompe externe (l/min)	-	15 *	8 - 27 *	
Puissance pompe externe (mbar)	-	350 *	100 - 700 *	
Mode d'utilisation	Continu			Continu, minuteur ou programme
Minuteur	-	-	-	0 à 99h59min
Programmation	-	-	-	8 programmes /60 étapes
Dim.(l x p x h) (mm)	132 x 160 x 362			132 x 160 x 355
Poids (kg)	1,9	2,6	2,5	2,5
Indice de protection	IP 21			
Réf.	068048	068058	068400	068260
€	NC -	NC -	NC -	NC -

* Uniquement avec set de pompage externe 068435



Accessoires

Réf.	Désignation	€
068091	Serpentin de refroidissement	NC -
068435	Set de pompage externe pour CD, CP et DD	NC -



Retrouvez les accessoires (serpentin de refroidissement, set de pompage externe, fixations...) sur Dutscher.com

Thermostats à immersion Grant

- A compléter avec une pince de fixation
- Thermostats à immersion TX150 & TXF200 :**
- Interface USB et RS232 pour le contrôle par ordinateur ou l'extraction de données

Modèle	T100	TC120	TX150	TXF200
Interface	Digitale			
Volume maximal (l)	50			
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +100°C	Ambiant +5 à +120°C	Ambiant +5 à +150°C	Ambiant +5 à +200°C
Précision de température (°C)	0,1		0,1 (0,01 avec logiciel PC Labwise)	
Homogénéité de température (°C)	± 0,1		± 0,05	
Stabilité de température (°C)	± 0,05		± 0,01	
Puissance de chauffe (kW)	1290		1840	
Port sonde pt1000	Non		Oui	
Débit pompe externe (l/min)	-	16	18	22 (ajustable)
Puissance pompe externe (mbar)	-	210	310	530
Mode d'utilisation	Continu	Continu ou minuteur	Continu, minuteur ou programme	
Minuteur	-	-	1min à 99h59min	
Programmation	-	-	1 programme / 30 étapes	10 programmes / 100 étapes
Dim. (l x p x h) (mm)	333 x 170 x 120	333 x 172 x 141	342 x 172 x 141	
Poids (kg)	2,1	2,3	2,6	
Réf.	144661	144662	144663	144664
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
144853	Pince de fixation	NC -



Retrouvez les accessoires (serpentin de refroidissement, logiciel...) sur Dutscher.com

