

Autoclaves 23 et 85 litres à porte manuelle

Autoclaves semi-automatiques

- Chambre en inox AISI 316
- Avec plateau tout inox
- Manomètre pression
- Choix de la température et de la durée (minuteur électronique)
- Régulation par la pression
- Signal sonore annonçant la fin du programme

Autoclaves automatiques :

- Equipés d'une sonde de température PT100 intracharge
- Affichage LCD indiquant la pression, la température, l'heure et les messages d'erreur
- 6 programmes standard
- Affichage digital de la durée de stérilisation
- En option : imprimante thermique



950476

Modèle	23 litres		85 litres
	Horizontal		Vertical
Type	Semi-automatique	Automatique	Semi-automatique
Dim. Int (Ø x p) (cm)	25 x 42		38 x 68
Dim ext. (l x h x p) (cm)	51 x 36,5 x 54,5		65 x 92,5 x 50
Remplissage en eau	Manuel	Manuel	Automatisé
Sonde de température intracharge	Non	Oui	Non
Capacité en Erlenmeyer			
250 ml	9	9	48
500 ml	4	4	21
1000 ml	-	-	8
2000 ml	-	-	6
3000 ml	-	-	4
5000 ml	-	-	1
Capacité en bouteille Schott-Duran			
250ml	12	12	72
500ml	9	9	33
1000 ml	-	-	16
2000 ml	-	-	8
5000 ml	-	-	2
Puissance de chauffe (kW)	2,2		6
Alimentation électrique	220 V + N+T		380 V / 50 Hz / 3 ph + N + T
Poids (kg)	35		110
Réf.	950476	950591	950754
€	NC -	NC -	NC -

Options Imprimante thermique

Pour modèle	23 litres Horizontal automatique	85 litres Vertical automatique
Réf.	950770	950771
€	NC -	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Dimension ext. l x h x p / Ø x h (cm)	Nombre max élément par autoclave	€
Pour modèle 23 l				
950769	Panier maille en inox	40 x 17 x 14	1	NC -
950475	Bac plein en inox	40 x 17 x 14	1	NC -
Pour modèle 85 l horizontal				
950325	Panier maille en inox	68 x 22,5 x 26	1	NC -
950328	Bac plein en inox	68 x 22 x 26	1	NC -
Pour modèle 85 l vertical				
950332	Panier maille en inox haut	35,7 x 33	2	NC -
950333	Panier maille en inox bas	35,7 x 22	3	NC -
950337	Bac plein en inox haut	36,6 x 33	1	NC -
950338	Bac plein en inox moyen	36,6 x 22	2	NC -
950461	Bac plein en inox bas	36,6 x 18	3	NC -

Nettoyant pour autoclave

- Acide faible à utiliser diluer pour nettoyer les autoclaves
- A utiliser sur les parois et également pour nettoyer les réservoirs d'eau

Réf.	Désignation	€
032204	Nettoyant pour autoclave 1 l	NC -