

## Balances portables série CX OHAUS™



- Grand afficheur LCD rétroéclairé 18 mm
- Boîtier en ABS et plateau en acier inoxydable
- Calibrage externe
- Conception compacte permettant d'empiler jusqu'à 4 balances
- Alimentation sur piles : 3 piles AA (incluses) - jusqu'à 1000 h d'autonomie
- Adaptateur secteur à commander séparément

Modèle	CX221	CX621	CX1201	CX2200	CX5200
Capacité (g)	220	620	1200	2200	5200
Précision d'affichage (mg)	100		1000		
Durée de stabilisation (s)	1,5		2	1,5	
Dim. plateau (mm)	128 x 142				
Dim. (l x p x h) (mm)	135 x 201 x 41				
Poids net (kg)	0,5				
Réf.	333535	333536	333537	333538	333539
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

### Accessoires

Réf.	Désignation	€
333573	Valise de transport	NC -
333574	Adaptateur secteur	NC -

## Balances portables série EK & EW



- Ecran LCD rétro-éclairé
- Fonction d'extinction automatique
- Interface RS-232C de série
- Fonctionnement sur secteur, ou sur batterie (en option)
- Calibrage externe

### Balances portables série EK

Modèle	EK-200i	EK-300i	EK-410i	EK-610i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-4100i	EK-6100i	EK-6000i	EK-12Ki
Capacité (g)	200	300	400	600	1200	2000	3000	4000	6000	6000	12000
Précision d'affichage (mg)	10			100				1000			
Répétabilité (mg)	10			100				1000			
Linéarité (mg)	10	20		100				200		1000	
Dim. Plateau (mm)	Ø 110					133 x 170					
Dim. L x p x h (mm)	190 x 218 x 55					190 x 218 x 53					
Poids net (kg)	1,1			1,5				1,5			
Réf.	785183	785184	785039	785092	785185	785186	785093	785187	785157	785188	785189
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. métrologie légale*	-	-	-	785092C	-	-	-	-	785157C	-	-
€	-	-	-	NC -	-	-	-	-	NC -	-	-

### Balances portables série EW

- Modèles abordables à triple page de pesée

Modèle	EW-150i	EW-1500i	EW-12Ki
Capacité (g)	30 / 60 / 150	300 / 600 / 1500	3000 / 6000 / 12000
Précision d'affichage (mg)	10 / 20 / 50	100 / 200 / 500	1000 / 2000 / 5000
Répétabilité (mg)	10 / 20 / 50	100 / 200 / 500	1000 / 2000 / 5000
Linéarité (mg)	± 10 / ± 20 / ± 50	± 100 / ± 200 / ± 500	± 1000 / ± 2000 / ± 5000
Dim. plateau (mm)	Ø 110		133 x 170
Dimensions (l x p x h) (mm)	190 x 218 x 55		190 x 218 x 53
Poids net (kg)	1,1		1,5
Réf.	785194	785195	785196
€	NC -	NC -	NC -
Réf. métrologie légale *	785194C	785195C	785196C
€	NC -	NC -	NC -

### Accessoires

Réf.	Désignation	€
785192	Kit batterie rechargeable	NC -
785191	Crochet de pesée inférieur pour balances 4, 6 et 12kg	NC -
785112	Valise de transport et de stockage	NC -

\* Livré avec carnet de métrologie et étiquette de suivi.