

Brûleurs butane à réservoir rechargeable



886046



886045



886044

- Allumage piezoélectrique
- Température maximale 1300 °C
- Flamme réglable
- Réservoir à butane rechargeable
- Disponible en format torche et brûleur de pailleuse à flamme soit verticale soit oblique

Modèle	Brûleur torche Dragon 100	Brûleur de pailleuse flamme verticale Dragon 200	Brûleur de pailleuse flamme oblique Dragon 220
Capacité du réservoir (g)	40	35	35
Autonomie (min)	60	60	60
Dimensions L x p x h (mm)	137 x 79 x 161	115 x 79 x 92	115 x 78 x 94
Réf.	886044	886045	886046
€	NC -	NC -	NC -

Brûleur universel

- Pour microbiologie, bactériologie et odontologie
- Apporter un apport de chaleur ou de fusion ponctuelle
- À allumage multiple et instantané grâce à un bouton poussoir
- Système de blocage de sécurité incorporé, empêche l'allumage accidentel
- Dispositif régulateur d'intensité de la flamme
- Se remplit de gaz à l'aide d'une simple recharge de briquet
- Pour gaz butane
- Grande durée d'allumage
- Alimentation par pile de 1,5 V

Réf.	Désignation	€
341022	Brûleur universel	NC -



Brûleur à cartouche

- Valve à aiguille
- Régulation d'air
- 4 modèles de brûleurs conçus pour être utilisés uniquement avec des cartouches de gaz à embout spécial qui ne s'adapte que sur ces brûleurs

Réf.	Désignation	Température (°C)	€
424000	Brûleur de Teclu	1450	NC -
424001	Bec Bunsen	1420	NC -
424002	Microbrûleur	1300	NC -
424003	Brûleur haute performance	1550	NC -



Cartouche de gaz

220 g, 400 ml, spécialement conçues pour les brûleurs ci-dessus.

Réf.	Désignation	€
424004	Cartouche de gaz	NC -