

Microcentrifugeuse capacité 8 microtubes



- Livrée avec deux rotors
- Ultra performante, ultra silencieuse
- Robuste et facile d'emploi

| | |
|----------------------|---|
| Capacité max. | 8 microtubes de 1,5/2ml ou 2 barrettes de 8 microtubes de 0,2 ml |
| Vitesse (rpm) | 3 vitesses : 4000, 7000 ou 10 000 |
| Accélération RCF (g) | 900, 2910 ou 5610 avec le rotor à microtubes |
| Nombre de rotors | 2 rotors inclus |
| L x P x H (mm) | 155 x 175 x 125 |
| Alimentation | AC 85-240V |
| Réf. | 141097 |
| € | NC - |



Bouton de sélection de vitesse
situé à l'arrière de l'appareil.

Microcentrifugeuse individuelle



Pour des centrifugations courtes et pour la microfiltration.

- Commutateur on/off
- Couvercle longue durée

Livrée avec :

- + rotor pour microtubes 1,5/2 ml,
- + rotor pour barrettes de 8 microtubes PCR de 0,2 ml,
- + adaptateurs pour tubes 0,2 ml, et adaptateurs pour tubes 0,5 ml.

| | |
|----------------------|--|
| Capacité maximale | 8 microtubes 1,5/2 ml ou 4 barrettes de 8 microtubes de 0,2 ml |
| Nombres de rotors | 2 rotors inclus |
| Vitesse (rpm) | 6500 |
| Accélération RCF (g) | 2000 |
| Dim. l x L x h (mm) | 145 x 160 x 132 |
| Poids (kg) | 1,12 |
| Réf. | 531003 |
| € | NC - |

Microcentrifugeuse Prism Mini



- Microcentrifugeuse de paillasse pour microtubes de 1,5/2 ml et barrettes de PCR
- Système start/stop par ouverture/fermeture du capot

| | |
|-----------------|---|
| Capacité | 8 tubes 1,5/2 ml ou 4 barrettes PCR (rotors inclus) |
| Vitesse | 6000 rpm |
| Accélération | 2000 g |
| Dimensions (cm) | 13,2 x 13,2 x 11,2 |
| Poids (kg) | 0,55 |
| Puissance | 120V ou 230V, 50/60Hz |
| Réf. | 096647 |
| € | NC - |

Accessoire

| Réf. | Désignation | € |
|--------|--|-------------|
| 096814 | Rotor de remplacement pour 4 barrettes de 8 microtubes | NC - |