

Microcentrifugeuse ClearLine® pour microtubes

ClearLine

Microcentrifugeuse d'appoint pour microtubes 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml (à placer dans les microtubes 1,5 ml) ou 0,2 ml.
Livrée avec 2 rotors : un rotor pour 6 microtubes 1,5 / 2 ml et un rotor pour 2 barrettes de 8 microtubes PCR 0,2 ml.

- Interrupteur Arrêt-Marche
- Couvercle translucide verrouillable
- Silencieux stable
- Rotor à angle fixe

Capacité maximale	6 microtubes de 1,5 ml ou 2 barrettes de 8 microtubes
Vitesse (rpm)	6000
Accélération RCF (g)	2000
Minuterie	non
Nombre de rotors	1 rotor pour 6 microtubes et 1 rotor pour 2 barrettes inclus
Réf.	037997
€	NC -



Microcentrifugeuses 6K, D1008 ou 10K

- Utilisation simple : démarrage et extinction automatique à la fermeture/ouverture du couvercle
- 3 rotors différents :
 - standard : 8 microtubes 1,5/2 ml
 - PCR : 2 barrettes de 8 tubes 0,2 ml (ou 16 tubes individuels)
 - lamelle

- Tous les modèles sont livrés avec le rotor standard et les adaptateurs pour microtubes 0,5 et 0,2 ml

Modèle	Mini-6K	D1008	Mini-10k
Compatibilité rotors	Standard, PCR et lamelle	Standard et PCR	Standard
Vitesse (rpm)	6000	7000	10000
Accélération RCF (g)	2000	2680	5000
Dim. ext. L x p x h (mm)	175 x 148 x 118		
Coloris bleu	531500	531501B	-
Coloris vert	-	861056B	-
Coloris rouge	-	-	531502
€	NC -	NC -	NC -



Accessoires pour Mini-6K

Réf.	Désignation	€
531505	Clé de montage de type Allen	NC -
531503	Rotor PCR pour 2 barrettes de 8 microtubes de 0,2 ml	NC -
531504	Rotor pour lames	NC -

Accessoires pour D1008

Réf.	Désignation	€
861059	Rotor pour 8 tubes 1,5/2 ml	NC -
861061	Adaptateurs pour tubes 0,2 ml (les 8)	NC -
861062	Adaptateurs pour tubes 0,5 ml (les 8)	NC -

Centrifugeur MyFuge avec couvercle de couleur

Pour différencier les postes de travail ou les manips !

- Centrifugeur de pailasse livré avec deux rotors :
 - rotor pour 8 microtubes de 1,5 ou 2 ml
 - rotor pour 2 barrettes de microtubes 0,2ml PCR ou 16 microtubes 0,2ml PCR
- Avec adaptateurs pour microtubes de 0,5 ml
- Compartiment de stockage pour le rotor à barrettes et les adaptateurs pour microtubes
- Vitesse 6000 rpm
- 2000 g

Capacité maximale	8 microtubes de 1,5/2ml ou 16 microtubes PCR de 0,2 ml
Vitesse (rpm)	6000
Accélération RCF (g)	2000
Nombre de rotors	2 inclus
L x p x h (mm)	114 x 149 x 114
Puissance	100 à 240 V, 50-60 Hz

Réf.	Désignation	€
062500	Centrifugeur MyFuge couvercle transparent	NC -
062501	Centrifugeur MyFuge couvercle bleu	NC -
062502	Centrifugeur MyFuge couvercle violet	NC -
062503	Centrifugeur MyFuge couvercle vert	NC -
062504	Centrifugeur MyFuge couvercle rouge	NC -

