- Utilisation simple : démarrage et extinction automatique à la fermeture/ouverture du couvercle
- 3 rotors différents:
  - standard : 8 microtubes 1,5/2 ml
  - PCR: 2 barrettes de 8 tubes 0,2 ml (ou 16 tubes individuels)
  - lamelle

Modèle	Mini-6K	D1008	Mini-10k
Compatibilité rotors	Standard, PCR et lamelle	Standard et PCR	Standard
Vitesse (rpm)	6000	7000	10000
Accélération RCF (g)	2000	2680	5000
Dim. ext. L x p x h (mm)	175 x 148 x 118		
Coloris bleu	531500	531501B	-
Coloris vert	-	861056B	-
Coloris rouge	-	-	531502
€	NC -	NC -	NC -

■ Tous les modèles sont livrés avec le rotor standard et les adaptateurs pour microtubes 0.5 et 0.2 ml





## Accessoires pour Mini-6K

Réf.	Désignation	€
531505	Clé de montage de type Allen	NC -
531503	Rotor PCR pour 2 barrettes de 8 microtubes de 0,2 ml	NC -
531504	Rotor nour lames	NC -

### Accessoires pour D1008

Réf.	Désignation	€
861059	Rotor pour 8 tubes 1,5/2 ml	NC -
861061	Adaptateurs pour tubes 0,2 ml (les 8)	NC -
961062	Adaptatours pour tubos 0.5 ml (los 9)	NC

## Centrifugeur MyFuge avec couvercle de couleur

#### Pour différencier les postes de travail ou les manips !

- Centrifugeur de paillasse livré avec deux rotors :
  - rotor pour 8 microtubes de 1,5 ou 2 ml
  - rotor pour 2 barrettes de microtubes 0,2ml PCR ou 16 microtubes 0,2ml PCR
- Avec adaptateurs pour microtubes de 0,5 ml
- Compartiment de stockage pour le rotor à barrettes et les adaptateurs pour microtubes
- Vitesse 6000 rpm
- 2000 g

Capacité maximale	8 microtubes de 1,5/2ml ou 16 microtubes PCR de 0,2 ml	
Vitesse (rpm)	6000	
Accélération RCF (g)	2000	
Nombre de rotors	2 inclus	
Lxpxh(mm)	114 x 149 x 114	
Puissance	100 à 240 V, 50-60 Hz	

Réf.	Désignation	€
062500	Centrifugeur MyFuge couvercle transparent	NC -
062501	Centrifugeur MyFuge couvercle bleu	NC -
062502	Centrifugeur MyFuge couvercle violet	NC -
062503	Centrifugeur MyFuge couvercle vert	NC -
062504	Centrifugeur MyFuge couvercle rouge	NC -



# **NOUVEAUTE DE LA PAGE 1595**

## **Microcentrifugeuses SLS Lab Basics**



- Microcentrifugeuse idéales pour concentrer les gouttes au fond du tube : microtubes ou tubes PCR
- Design compact
- Silencieuses (≤ 45 dB)
- Utilisation simple : démarrage et extinction automatique à la fermeture/ouverture du couvercle

#### Livrée avec 2 rotors :

- + un rotor 8 microtubes 0,2/0,5/1,5/2,0 ml
- + un rotor pour 4 barrettes de 8 tubes PCR

Vitesse (rpm)	7000	
Accélération RCF (g)	2680	
Capacité	8 microtubes ou 32 tubes PCR 0,2 ml	
Dimensions L x p x h (mm)	160 x 170 x 122	
Poids (kg)	0,5	
Couleur	Gris	Rouge
Réf.	258353	258352
€	NC -	NC -

