


## Centrifugeuses à fonction vortex Combi-Spin et Multi-Spin



Livrées avec un rotor pour 12 tubes 1,5/2 ml, et un rotor pour 12 tubes 0,5 ml et 12 tubes 0,2 ml

### Combi-Spin

■ Vortex utilisable pendant la centrifugation, grâce à la tête d'agitation sortant du couvercle

### Multi-Spin

■ Pour l'agitation simultanée de multiples tubes  
■ Alternance entre phase d'agitation et de centrifugation, jusqu'à 999 cycles

Modèle	Combi-Spin	Multi-Spin
Vitesse (rpm)	2800	1000 à 6000
Accélération RCF (g)	700	2350
Minuterie centrifugeuse	-	1 sec à 30 min
Minuterie vortex	-	1 à 20 sec
Affichage	-	Digital
Contrôle	Boutons rotatifs	Tactile
Touche pulse	Oui	-
Température admissible	4 à 40 °C	
Dimensions (l x p x h) (mm)	193 x 235 x 125	
Poids (kg)	1,7	2,5
Réf. (avec rotor)	<b>144218B</b>	<b>144782B</b>
€	<b>NC -</b>	<b>NC -</b>

## Rotors

Réf.	Désignation	€
<b>144220B</b>	Rotor pour 8 tubes 1,5 ml ou 8 tubes 0,5 ml	<b>NC -</b>
<b>144221B</b>	Rotor pour 6 tubes 1,5 ml, 6 tubes 0,5 ml ou 6 tubes 0,2 ml	<b>NC -</b>
<b>144222B</b>	Rotor pour 2 barrettes de tubes 0,2 ml	<b>NC -</b>
<b>144819</b>	Rotor pour 32 tubes 0,2 ml ou 4 barrettes	<b>NC -</b>

## Microcentrifugeuse à haute vitesse MC-12



Capacité	12 microtubes 1,5 ou 2 ml
Vitesse (rpm)	15500
Accélération RCF (g)	16100
Temps d'accélération	10 s
Temps de décélération	12 s
Minuteur	20 s - 99 min
Dimensions l x p x h (mm)	270 x 220 x 150
Poids (kg)	4,8
Alimentation	100-240V ; 50-60Hz ; 300W
Réf.	<b>062613</b>
€	<b>NC -</b>

## Adaptateurs

Réf.	Désignation	€
<b>060974</b>	Microtubes 0,5 ml	<b>NC -</b>
<b>060975</b>	Microtubes 0,2 ml	<b>NC -</b>

## Microcentrifugeuses pour tubes 15 ml



- Pour centrifuger jusqu'à 8 tubes de 5 à 15 ml
- Affichage digital avec conversion automatique rpm/rcf
- Verrouillage du couvercle
- Conception limitant l'échauffement des tubes
- Existente en 2 versions selon la vitesse maximale de centrifugation (3500 ou 5000 rpm (1500 ou 3070 g))
- Adaptateurs pour microtubes de 5 ml et adaptateurs pour tubes de culture et tubes à prélèvement sanguin 5 et 7 ml disponibles en options

Modèle	LC-8	LC-8 Plus
Vitesse (rpm)	400 - 3500 (1500 g)	400 - 5000 (3070 g)
Capacité	8 x 15 ml	
Accélération / décélération	9 sec / 25 sec	19 sec / 39 sec
Incréments	100 rpm	
Minuterie	20 secondes à 99 minutes	
Fonction pulse	Oui	
Dimensions (cm) (l x p x h)	29,5 x 36,5 x 21	
Poids (kg)	6,8	
Réf.	<b>062759</b>	<b>062760</b>
€	<b>NC -</b>	<b>NC -</b>

## Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
<b>062761</b>	Adaptateurs pour tubes à prélèvement sanguin 5 et 7 ml et tube de culture (tubes 12 - 13 mm de 2, 5 ou 7 ml)	8	<b>NC -</b>
<b>062626</b>	Adaptateurs pour microtube 5 ml	4	<b>NC -</b>