

Microcentrifugeuses 5420 Eppendorf

Pour les applications de routine en biologie moléculaire, purification d'ADN ou ARN, extraction d'ADN et réaction PCR.

- Compacts, ventilées
- Fermeture ergonomique du couvercle "Soft-Touch"
- Ouverture automatique du couvercle en fin de cycle
- Disponibles en version eu IVD ou GLP
- Livrées au choix avec ou sans rotor
- Rotor pour 32 tubes 0,2 ml en option

Accélération	21300 x g
Vitesse Max	15 060 rpm
Temps d'accélération	15 s
Temps de décélération	15 s
Ventilée	Oui
Minuterie	De 10 s à 9:59 h, en fonctionnement continu
Niveau sonore	56 db(A)
Dimensions l x p x h (cm)	24 x 35 x 22
Poids	13 kg
Alimentation	230 V, 50 - 60 Hz
	GLP
5420 avec rotor 24 x 2	934345
€	NC -
5420 sans rotor	934347
€	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
934349	Rotor F-32 x 0,2 - PCR	NC -



Centrifugeuses Eppendorf 5425 et 5425R

- Centrifugeuses parfaites pour toutes les applications modernes de biologie moléculaire dans des tubes PCR de 0,2 à 5 ml
- 6 rotors disponibles
- Un rotor pour tubes 10 x 5 ml
- Couvercles Eppendorf QuickLock® anti-aérosols pour une manipulation simple et sûre
- 3 programmes
- Livrées avec ou sans le rotor standard
- Très silencieuses, même sans couvercle de rotor
- Compacts, ergonomiques et très conviviales
- Fonctions «Short spin»
- Pour le modèle 5425R uniquement :
 - Fonctions «Fast temp» pour atteindre en moins de 8 min la température de consigne
 - Maintien du 4°C garanti à vitesse maximale
- 2 versions :
 - GLP : General Lap Product, pour la recherche (pas de diagnostic humain)
 - IVD : In Vitro Diagnostic, pour application clinique (diagnostic humain)

Modèle	5425		5425R	
Volume de tube maximal	5 ml		5 ml	
Accélération RCF (x g)	21300		21300	
Température	-10 °C à +40 °C			
Nombre de rotors au choix	6			
Affichage	Digital, grand écran LCD bien éclairé			
L x p x h (mm)	240 x 390 x 240		290 x 480 x 260	
Poids (kg)	15,6		21	
Type de clavier	Boutons rotatifs	Clavier	Boutons rotatifs	Clavier
Centrifugeuse GLP sans rotor	934178	934174	934550	934546
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Centrifugeuse GLP avec rotor FA-24x2	934176	934172	934548	934544
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Centrifugeuse IVD sans rotor	934177	934173	934549	934545
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Centrifugeuse IVD avec rotor FA-24x2	-	934171	934547	934543
€	-	NC -	NC -	NC -



Accessoires pour centrifugeuse 5425

Réf.	Désignation	€
934179	Rotor anti-aérosols FA-24x2 pour 24 microtubes 1,5/2 ml	NC -
934180	Rotor anti-aérosols avec revêtement PTFE FA-24x2 pour 24 microtubes 1,5/2 ml	NC -
934181	Rotor FA-10x5 pour 10 tubes de 5 ml avec couvercle anti-aérosols	NC -
934182	Rotor FA-18x2-Kit pour 18 microtubes de 1,5/2 ml ou colonnes avec couvercle	NC -
934183	Rotor F-32x0,2-PCR pour 32 tubes PCR de 0,2 ml ou 4 barrettes PCR avec couvercle	NC -
934184	Rotor S-96x0,2-PCR pour 96 tubes PCR de 0,2 ml ou 12 barrettes PCR	NC -