

## Microcentrifugeuses polyvalentes 5430 et 5430R



Rotor libre S-24-11-AT



Rotor angulaire FA-45-48-11



Rotor angulaire FA-45-16-17



Modèle	5430	5430R
Capacité maximale	6 tubes 15 ou 50 ml, 30 microtubes	
	1,5/2 ml, 2 microplaques	
Vitesse (rpm)	17500	
Accélération RCF (g)	30130	
Température	-	-11°C à +40°C
Minuterie	99 h 59 min., fonctionnement continu	
Temps d'accélération	14 secondes	
Temps de décélération	15 secondes	
Affichage	Digital	
Nombre de programmes	50	
L x p x h (mm)	330 x 420 x 250	380 x 640 x 300
Poids (kg) sans le rotor	29	56

- Compacts et très ergonomiques
- Large écran de contrôle, 5 touches d'accès rapide aux programmes principaux
- Choix de 12 rotors égalant la polyvalence des centrifugeuses de paillasse
- Pour centrifuger microtubes, barrettes PCR, Eppendorf tube 5 ml, tubes de type Falcon 15/50 ml et microplaques
- Reconnaissance automatique du rotor et limitation de la vitesse
- Détecteur automatique de balourd
- Vitesse : 30 130 g
- Garantie : 2 ans
- 2 versions :
  - GLP : General Lab Product, pour la recherche (pas de diagnostic humain)
  - IVD : In vitro Diagnostic, pour application clinique (diagnostic humain)

GLP	Réf.	€	Réf.	€
A clavier tactile, sans rotor	934128	NC -	934133	NC -
A clavier tactile, avec rotor FA-45-30-11	934129	NC -	934132	NC -
A boutons rotatifs, sans rotor	934131	NC -	934135	NC -
A boutons rotatifs, avec rotor FA-45-30-11	934130	NC -	934134	NC -
IVD	Réf.	€	Réf.	€
A clavier tactile, sans rotor	033607	NC -	035403	NC -
A clavier tactile, avec rotor FA-45-30-11	033606	NC -	035402	NC -
A boutons rotatifs, sans rotor	035398	NC -	035405	NC -
A boutons rotatifs, avec rotor FA-45-30-11	035397	NC -	035404	NC -

### Version réfrigérée 5430R

- Maintien de la température à 4 °C à vitesse maximum
- Réfrigération poursuivie après la fin du cycle
- Fonction Fast Temp Pro : mise en température de la cuve programmable

### 12 rotors au choix

Réf.	Désignation	Capacité	Avec couvercle anti-aérosol	Revêtement de protection chimique	Vitesse/Accélération max.	€
933001	Rotor angulaire FA-45-48-11	48 microtubes	Oui	Non	12 700 rpm / 18 210 xg	NC -
933002	Rotor angulaire F-45-48-11	48 microtubes	Non	Non	12 700 rpm / 18 210 xg	NC -
035008B	Rotor angulaire FA-45-30-11	30 microtubes	Oui	Oui	14 000 rpm / 20 817 xg	NC -
035954	Rotor angulaire FA-45-24-11-Kit, avec rebord surélevé	24 kits purification	Oui	Non	13.200 rpm/19 090 xg	NC -
933003	Rotor libre S-24-11-AT	24 microtubes	Oui	Non	12 700 rpm / 16 049 xg	NC -
933018	Rotor angulaire FA-45-16-17	16 Eppendorf tube 5 ml	Oui	Non	14 200 rpm / 21 191xg	NC -
033608	Rotor angulaire F-35-6-30	6 tubes 15 ml ou 50 ml	Non	Non	7 830 rpm / 7 745 xg	NC -
033609	Rotor libre A-2-MTP	2 microplaques	Oui	Non	4 680 rpm / 2 204 xg	NC -

### Adaptateurs pour rotor F-35-6-30

Réf.	Pour 1 tube	Unités/carton	€/carton
<b>Pour alésage de 15 ml</b>			
933053	ø 13 mm court	2	NC -
933054	ø 13 mm long	2	NC -
035411	ø 16 mm - H : 74 - 103 mm	2	NC -
035412	ø 16,8 mm - H : 84 - 125 mm	2	NC -
933020	Eppendorf tube 5 ml	2	NC -
035023	Falcon 15 ml	2	NC -
<b>Pour alésage de 50 ml</b>			
933055	ø 13 mm court	2	NC -
933056	ø 13 mm long	2	NC -
035406	ø 16 mm - H 85-105 mm	2	NC -
035399	ø 16,8 mm - H 84-125 mm	2	NC -
933019	Eppendorf tube 5 ml	2	NC -
035408	type Oak Ridge 30 ml	2	NC -
035409	type Oak Ridge 50 ml	2	NC -
035024	Falcon 50 ml	2	NC -
035022	Centriprep 50 ml	6	NC -

### Adaptateurs pour autres rotors

Réf.	Pour rotor	Pour	Unités/carton	€/carton
033205	Tout rotor microtubes	Tube 0,4 ml	6	NC -
033936	Rotor F-45-64-5-PCR	Tube et barrettes PCR 0,2 ml	4	NC -
033352	Rotor F-45-18-17-Cryo	Cryotube 13 mm	6	NC -
035687	Rotor F-45-18-17-Cryo	Tube HPLC 12 x 32 mm	18	NC -
033889	Rotor A-2-MTP	Plaques PCR 96	2	NC -
033888	Rotor A-2-MTP	Plaques PCR 384	2	NC -