

Postes de sécurité microbologique AIRSTREAM Gen3 Classic



Conforme CE
Conforme EN /
AC2-3E8, AC2-
4E8, AC2-6E8

Sécurité optimale

- Poste conforme à la norme EN 12469
- Certifiés par PHE
- Régulation automatique et alarme de dysfonctionnement

Ergonomie

- Façade avant inclinée pour une position de travail confortable
- Repose bras externe en inox 304 sur la totalité de la longueur
- Vitre frontale sans cadre coulissante sur l'ensemble de la hauteur
- Parois latérales en verre Sécurit
- Plan de travail inox sécable, amovible, avec une grande surface de travail
- Ouverture de travail de 19 cm

Performance

- Filtres HEPA H14 avec efficacité dès 0,3 µm
- Revêtement extérieur avec traitement ISOCIDE antimicrobien
- Chambre de travail entièrement en inox 304L forte épaisseur
- Motoventilateur à rotor externe, faible consommation d'énergie et plus efficace
- Mise en marche : 3 minutes

Entretien facile

- Auge de rétention sous le plan de travail
- Plan de travail multi-pièces
- Bords parfaitement arrondis entre la paroi du fond et les parois latérales, ce qui facilite le nettoyage

Les PSM sont équipés de 2 prises électriques et d'une lampe UV

Supports

Longueur PS (cm)	Hauteur ajustable (71-86 cm)	
	Réf.	€
90	486245	NC -
120	486230	NC -
180	486244	NC -

Modèle	AC2-3E8	AC2-4E8	AC2-6E8
L x P* x H ext. / int (mm)	1035 x 753 x 1400 / 915 x 580 x 660	1340 x 753 x 1400 / 1220 x 580 x 660	1950 x 753 x 1400 / 1830 x 753 x 660
Poids net/emballé (kg)	173/214	230/285	346/428
Puissance nominale (W)	131	160	283
Luminosité (lux)	1279	1404	1384
Niveau sonore (dB)	52	53,5	55,7
Réf.	486343	486344	486346
€	NC -	NC -	NC -

Packs AIRSTREAM - Notre solution tout en un !

Réf.	Désignation	€
486077B	Pack 486077B : PSM 0,9 m (Réf. 486001) + 1 lampe UV (Réf. 486005) + 2 prises internes (Réf. 486007) + support ajustable 71 - 86 cm (486245)	NC -
486078B	Pack 486078B : PSM 1,2 m (Réf. 486002) + 1 lampe UV (Réf. 486006) + 2 prises internes (Réf. 486007) + support ajustable 71 - 86 cm (486230)	NC -

Postes de sécurité microbologique AIRSTREAM PLUS

Certifiés par TÜV
NORD, Allemagne
pour conformité à la
norme DIN EN 12469



Les PSM sont équipés de 2 prises électriques et d'une lampe UV

Sécurité optimale

- Modèles certifiés TÜV NORD EN 12469
- Régulation automatique et alarme de dysfonctionnement et contact sec pour report d'alarme
- Double moteurs économiques assurant un contrôle permanent et stable des flux

Ergonomie

- Vitre frontale motorisée, s'arrête à la position de travail
- Repose bras externe en inox 304 sur toute la longueur
- Plan de travail inox amovible, avec une grande surface de travail et sous plan incliné pour rétention des liquides
- Bords parfaitement arrondis entre la paroi du fond et les parois latérales, ce qui facilite le nettoyage
- Eclairage LED
- Panneau de contrôle avec affichage clair des flux, position de la vitre
- Fonctionnement silencieux et moteurs EC : diminution du bruit et de la consommation électrique

Performance

- Capteur de flux d'air performant avec ajustement en temps réel
- Revêtement extérieur ISOCIDE anti-microbien

Modèle	AC2-3E8-TU	AC2-4E8-TU	AC2-5E8-TU	AC2-6E8-TU
L x P x H ext. (mm)	1035 x 767 x 1400	1340 x 767 x 1400	1645 x 767 x 1400	1950 x 767 x 1400
L x P x H int. (mm)	915 x 580 x 654	1220 x 580 x 654	1525 x 580 x 654	1830 x 580 x 654
Profondeur sans repose-bras (mm)	767 mm			
Profondeur avec repose-bras (mm)	823 mm			
Poids net (kg)	191	236	293	351
Niveau sonore (dB)	49,6	51,7	-	-
Luminosité (lux)	1020	1562	1510	1450
Réf.	486339	486340	486341	486342
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Longueur PSM (cm)	Supports - hauteur ajustable (71-86 cm)	
	Réf.	€
90	486245	NC -
120	486230	NC -
150	486231	NC -
180	486244	NC -

