

Incubateurs IN / IF / IF plus

- Panneau de contrôle intuitif et facile d'utilisation
- Affichage et contrôle simple, Modèle IN/IF, (SingleDISPLAY)
- Affichage et contrôle avancé programmable, Modèle INplus/IFplus (TwinDISPLAY) 8 volumes disponibles, convection naturelle ou forcée (32 à 749 litres)
- De la température ambiante + 5 °C à 80 °C
- Modèles 450 et 750 sur roulettes
- Modèle Medical Device disponible en ajoutant un M à la réf.

- * SingleDISPLAY ou affichage simple :
- de la température ;
 - durée des programmes ;
 - la ventilation ;
 - la position du clapet d'air.
- *TwinDISPLAY ou affichage double même fonction que l'affichage simple avec en plus :
- la programmation via un port USB ;
 - l'affichage d'autres paramètres spécifiques.

*(Dim. ext. profondeur avec poignée de porte : + 56 mm)



I = Incubateur
N = Convection naturelle
F = Convection forcée
PLUS = Modèle avec TwinDISPLAY



Volume (l)	32	53	74	108	161	256	449	749
Dim. int. : L x p x h (mm)	400 x 250 x 320	400 x 33 x 400	400 x 330 x 560	560 x 400 x 480	560 x 400 x 720	640 x 500 x 800	1040 x 600 x 720	1040 x 600 x 1220
Dim. ext. sans poignée : L x p x h (mm)*	585 x 434 x 707	585 x 514 x 787	585 x 514 x 947	745 x 584 x 867	745 x 584 x 1107	824 x 684 x 1186	1224 x 784 x 1247	1224 x 784 x 1726
Température	Amb + 5 jusqu'à 80 °C / Amb + 10 jusqu'à 80 °C pour les Modèles ventilés							
Nombre de grilles livrées en standard / Nbre de grilles max	1 / 3	1 / 4	2 / 6	2 / 5	2 / 8	2 / 9	2 / 8	2 / 14
Puissance (W) 230 V 50/60 Hz	800	1000	1250	1400	1600	1700	1800	2000
Poids (kg)	44	55	64	72	80	96	160	192
Modèle	IN30	IN55	IN75	IN110	IN160	IN260	IN450	IN750
Réf.	911621	911622	911623	911624	911625	911626	911627	911628
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Modèle	IN30plus	IN55plus	IN75plus	IN110plus	IN160plus	IN260plus	IN450plus	IN750plus
Réf.	911629	911630	911631	911632	911633	911634	911635	911636
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Modèle	IF30	IF55	IF75	IF110	IF160	IF260	IF450	IF750
Réf.	911637	911638	911639	911640	911641	911642	911643	911644
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Modèle	IF30plus	IF55plus	IF75plus	IF110plus	IF160plus	IF260plus	IF450plus	IF750plus
Réf.	911645	911646	911647	911648	911649	911650	911651	911652
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Modèle	30	55	75	110	160	260	450	750
Grille supplémentaire	911678	911679		911680		911681		911682
€	NC -	NC -		NC -		NC -		NC -
Plateau perforé	911683	911684		911685		911686		911687
€	NC -	NC -		NC -		NC -		NC -
Support	911744*	-		911746**		911747**		911748**
€	NC -	-		NC -		NC -		NC -
Support à roulettes	911749	911750		911751		-		-
€	NC -	NC -		NC -		-		-

* 600 mm / ** 500 mm

Options (montage usine) - Prise intérieure (restreint la gamme de température à max. +70 °C) capacité électrique 230V/2,2A, arrêt sur interrupteur principal, sans commande individuelle.

Modèle	30	55	75	110	160	260	450	750
Prise intérieure*	911690							
€	NC -							
Eclairage intérieur	911688				911689			
€	NC -				NC -			

* Prise intérieure (restreint la gamme de température à max. +70 °C) capacité électrique 230V/2,2A, arrêt sur interrupteur principal, sans commande individuelle ; nécessite de commander en supplément la limitation de température à 70 °C (nous consulter).

Passage de câble (montage usine) pour tous incubateurs IN / IF / IF plus

Passage câble diam. (mm)	Ø 23	
Position du passage de câble	Centré à gauche	Centré à droite
Réf.	911665	911667
€	NC -	NC -

Certificat (usine) de calibration (montage usine)

Réf.	Désignation	€
911691	Certificat (usine) de calibration 3 températures + 37 °C, + 52 °C, + 70 °C	NC -