

Pompe à main OTAL



Modèles 1

- Pour récipients ouvertures d'ouverture 30 à 70 mm de Ø
- Tubes de refoulement en PP
- Résistants aux acides et bases
- Résistant aux détergents

Modèle 2

- Pour récipients d'ouverture 30 à 70 mm de Ø
- Tubes de refoulement PVDF
- Résistants aux acides et bases faiblement oxydants
- Résistant à l'eau de Javel
- Meilleure résistance chimique que le PP

Modèle 3

- Pour récipients d'ouverture 30 à 70 mm de Ø
- Tube de refoulement Inox
- Pour liquides difficilement inflammables
- Deux types de bouchons : PVC et LDPE

Modèle 4

- Pour récipients d'ouverture 30 à 70 mm de Ø
- Avec tuyau et robinet
- Robinet en PP/PE
- Flexible d'écoulement en PVC
- Adapté au remplissage de récipients distants

Modèle 5

- Avec bouchon universel pour cols Ø 20 - 36 mm
- Tubes de refoulements PP
- Idéal pour récipients jusqu'à 10 litres

Modèle 6

- Avec vanne de verrouillage de tuyau
- Avec pointe pour un transvasement précis

Modèle	Pompe à main OTAL PP			Pompe à main OTAL PVDF	Pompe à main OTAL Inox	Pompe à main OTAL avec tuyau et robinet	Mini-pompe OTAL en PP
	Modèle 1	Modèle 1	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4	Modèle 5
Débit (l/min)	14	20	26	20	26	12	4
Ø de tuyau (mm)	12	15	18	16	18	10	10
Tuyau de convoyage matériau	PP	PP	PP	PVDF	V2A	PP/PVC	PP
Profondeur d'immersion (cm)	70	70	70	70	90	70	45
Réf.	670802	670801	670800	670803	670804	670805	670806
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Pompe à vide manuelle

Pompe à main pour créer le vide par aspiration.

Fournie complète avec :

jauge à vide calibrée en pouces et cm Hg ;

1 tuyau de 60 cm en PVC, diamètre intérieur 6,3 mm (1/4").

- Légère
- Simple d'usage
- En PVC ou en aluminium
- Avec ou sans jauge à vide
- Transfert d'échantillons liquides
- Filtration sous vide ou par pression
- Dessiccateur à vide
- Vide maximum atteignable : 0,84 bar (635 mm Hg)

Capacité	15 cm3/impulsion	36 cm3/impulsion
Pompe PVC sans jauge		
Réf.	029338	029339
€	NC -	NC -
Pompe PVC démontable avec jauge		
Réf.	029342	029343
€	NC -	NC -
Pompe aluminium démontable avec jauge		
Réf.	029344	-
€	NC -	-



029338



029339



029343



029344

