

## Spectrophotomètres UVISCO série 1100/1200



- Spectrophotomètre simple faisceau
- Ecran LCD - résolution 128 x 64 pixels
- Passeur manuel 4 cuves 10 mm
- Grand compartiment : trajet optique de 5 à 100 mm
- Lampes tungstène deutérium
- Récepteur diode silicium
- Domaines d'application conseillés : analyse de routine, enseignement et contrôle qualité

Modèle	V-1200	UV-1200
Gamme de longueur d'onde (nm)	325 à 1000	200 à 1000
Bande passante	4 nm	
Précision de la longueur d'onde	+/-2 nm	
Reproductibilité	0,8 nm	
Stabilité à 500 nm	+/-0,002 A/h	
Absorbance	- 0,3 à 3,0 A	
Mémoire	50 groupes de données (courbes étalon)	
Sortie	USB et port parallèle (impimante)	
Dimensions (mm)	472 x 370 x 180	
Poids (kg)	12	14
Réf.	<b>019103</b>	<b>019102</b>
€	<b>NC -</b>	<b>NC -</b>

## Accessoires\*

Réf.	Désignation	€
<b>019122</b>	Passeur automatique 8 cuves	<b>NC -</b>
<b>019124</b>	Porte cuve à eau - 1 position	<b>NC -</b>
<b>019125</b>	Porte cuve à eau - 4 positions	<b>NC -</b>

\* Autres accessoires disponibles, veuillez nous contacter.