


Tests Microlab Zeulab




Pour détection Salmonelles et Listéria.

- Simple : enrichissement et détection dans le même contenant
- Interprétation visuelle des résultats
- Echantillon inactivé à la fin du test




Réf.	Germes recherchés	Unités/ carton	€/ carton
341500	Salmonelle	6	NC -
341501	Listeria monocytogènes	6	NC -

Test de détection des allergènes



- Test en bandelette
- Modèle Express pour détection dans les aliments, eaux de rinçage et les surfaces. Existe soit en kit complet (par 10) ou en recharge (par 25)
- Modèle Express SW pour détection sur les surfaces
- Résultat en 10 minutes

Composition des kits	10	25	SW
Bandelette	✓	✓	✓
Tampon extraction, à prélever avec seringue 10 ml	✓	✓	✓
Tampon analyse, à prélever avec seringue 1 ml	✓	✓	
Sacs filtre, pour filtrer échantillon durant l'analyse	✓		
Pipettes, pour pendre l'échantillon	✓		
Tubes, pour faire les dilutions	✓		
Seringue 1 et 10 ml, pour prélever tampon extraction et analyse	✓		
Ecouvillon, pour les analyses de surfaces	✓		✓
Gabarit			✓



Allergène	Modèle Express			Modèle Express SW		
	Unités/ carton	Réf.	€/ carton	Unités/ carton	Réf.	€/ carton
Gluten	10	341537	NC -	10	341547	NC -
	25	341538	NC -			
Lait (β-Lactoglobuline et caseine)	10	341540	NC -	10	341551	NC -
	25	341539	NC -			
Œuf	10	341541	NC -	10	341548	NC -
Soja	10	341542	NC -	10	341552	NC -
Amande	10	341543	NC -	10	341549	NC -
Noisette	10	341544	NC -	10	341553	NC -
Poisson	10	341545	NC -	10	341550	NC -
Crustacé	10	341546	NC -	10	341554	NC -