

Nacelles de pesée standard ou antistatiques

Vol. (ml)	L x l x h (mm)	Type	Noir	Blanc	Bleu	Unités/carton	€/carton
Forme carrée							
7	46 x 46 x 8	Standard	030920B	030925B	320600	500	NC -
100	85 x 85 x 24	Standard	037800	030901B	320601	500	NC -
250	140 x 140 x 22	Standard	030921B	030902B	320602	500	NC -
7	46 x 46 x 8	Antistatique	030906B	030912B	320603	500	NC -
100	85 x 85 x 24	Antistatique	030907B	030913B	320604	500	NC -
250	140 x 140 x 22	Antistatique	030908B	030914B	320605	500	NC -
Forme losange							
5	55 x 35 x 6	Standard	030916	320611	-	500	NC -
25	71 x 46 x 14	Standard	320613	030922	-	500	NC -
30	78 x 56 x 14	Standard	030917	030923	-	500	NC -
100	119 x 90 x 19	Standard	030918B	030924B	-	500	NC -
5	55 x 35 x 6	Antistatique	030903	030909	-	500	NC -
25	71 x 46 x 14	Antistatique	320614	320612	-	500	NC -
30	78 x 56 x 14	Antistatique	030904	030910	-	500	NC -
100	119 x 90 x 19	Antistatique	030905B	037862	-	500	NC -
Forme carrée peu profonde (Idéale pour pesée de produits solides)							
7	90 x 90 x 7	Standard	-	320610	-	500	NC -



- Polystyrène flexible
- Biologiquement inerte
- Résistent aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Résistent à des températures de -10 °C à 70 °C
- FDA / qualité alimentaire

Pelles de pesée

- En polystyrène antistatique, imperméables
- Solution économique qui combine la fonction de pelle et de nacelle de pesée
- Assemblage facile en insérant la languette de verrouillage dans le trou
- Conception large de la pointe pour une stabilité lors du pesage ainsi qu'un prélèvement et une distribution aisés de l'échantillon
- S'utilisent également à plat en tant que papier de pesée

Réf.	Dimensions (cm)	Coloris	Stérile	Unités/carton	€/carton
320632	12,7 x 9	Blanc	Non	100	NC -
320633	12,7 x 6,3	Blanc	Non	100	NC -



Coupeles de pesée

Coupeles souples en polystyrène. Idéales pour la manipulation, le transfert ou la pesée de cristaux.

Forme	L x l x h (mm)	Blanc	Vert	Unités/carton	€/carton
Carrée	41 x 41 x 7,5	245496	245497	500	NC -
Losange	86 x 58 x 16	245498	245499	500	NC -
Losange	150 x 100 x 25	245494	-	250	NC -



Coupeles pour dessiccateur

Coupelle pour dessiccateur Précisa / Mettler

Réf.	Dimension Ø x h (mm)	Collerette	Unités/carton	€/carton
993992	90 x 7	Non	500	NC -

Coupelle pour dessiccateur Sartorius

Réf.	Dimension Ø x h (mm)	Collerette	Unités/carton	€/carton
148915	100 x 7	Non	80	NC -

Coupelle pour dessiccateur Ohaus

Réf.	Dimension Ø x h (mm)	Collerette	Unités/carton	€/carton
192363	100 x 5	Non	50	NC -

Coupelle pour dessiccateur Kern

Réf.	Dimension Ø x h (mm)	Collerette	Unités/carton	€/carton
0151012	92 x 8,5	Non	80	NC -



Coupelle pour tous types de dessiccateurs infra rouge / halogène

Notre Sélection

Réf.	Dimension Ø x h (mm)	Collerette	Unités/carton	€/carton
110731	100 x 7	Non	80	NC -

* Sauf modèle Radwag.