

## Cuillères de prélèvement à manche courbe



- Fond plat
- En polystyrène grade FDA, stérilisées aux rayons gamma
- Emballage unitaire
- Capacité 60 ou 125 ml

Réf.	Capacité (ml)	Dimensions (cm)	Unités/carton	€/carton
<a href="#">088796</a>	60	19,1 x 4,1 x 3,7	10	NC -
<a href="#">088797</a>	125	19,1 x 5 x 4,2	10	NC -

## Cuillères de prélèvement stériles



- Stériles, emballage unitaire
- Coloris rouge

Réf.	Capacité (ml)	Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Unités/carton	€/carton
<a href="#">085900A</a>	60	-	-	10	NC -
<a href="#">085901</a>	125	25 x 89 x 44	216	100	NC -
<a href="#">085901A</a>	125	25 x 89 x 44	216	10	NC -
<a href="#">085902</a>	250	51 x 127 x 51	221	100	NC -
<a href="#">085902A</a>	250	51 x 127 x 51	221	10	NC -

## Cuillères jaugées en acier inox



Réf.	Désignation	€
<a href="#">076423</a>	Jeu de 4 cuillères jaugées qualité inox 18/10 (volumes de 1,25 / 2,5 / 5 et 15 ml)	NC -

## Creusets porcelaine DIN 12904

### Forme basse

Réf.	Volume (ml)	Ø x H (mm)	€
<a href="#">780342</a>	5	30 x 19	NC -
<a href="#">780343</a>	10	35 x 22	NC -
<a href="#">780344</a>	17	40 x 25	NC -
<a href="#">780345</a>	21	45 x 28	NC -
<a href="#">780371</a>	34	50 x 32	NC -
<a href="#">780346</a>	63	60 x 38	NC -
<a href="#">780347</a>	91	70 x 44	NC -

### Forme moyenne

Réf.	Volume (ml)	Ø x H (mm)	€
<a href="#">780348</a>	10	30 x 25	NC -
<a href="#">780349</a>	12	35 x 28	NC -
<a href="#">780350</a>	20	40 x 32	NC -
<a href="#">780351</a>	30	45 x 36	NC -
<a href="#">780352</a>	45	50 x 40	NC -
<a href="#">780353</a>	80	60 x 48	NC -
<a href="#">780354</a>	120	70 x 56	NC -
<a href="#">780355</a>	200*	80 x 62	NC -

\* Pas conforme à la norme

### Forme haute

Réf.	Volume (ml)	Ø x H (mm)	€
<a href="#">780356</a>	15	30 x 38	NC -
<a href="#">780357</a>	26	35 x 44	NC -
<a href="#">780358</a>	35	40 x 50	NC -
<a href="#">780359</a>	50	45 x 56	NC -
<a href="#">780360</a>	72	50 x 62	NC -
<a href="#">780361</a>	130	60 x 75	NC -

### Couvercles

Réf.	Ø creuset (mm)	€
<a href="#">780362</a>	30	NC -
<a href="#">780363</a>	35	NC -
<a href="#">780364</a>	40	NC -
<a href="#">780365</a>	45	NC -
<a href="#">780366</a>	50	NC -
<a href="#">780367</a>	60	NC -
<a href="#">780368</a>	70	NC -
<a href="#">780369</a>	80*	NC -

\* Pas conforme à la norme