

## Flacons compte-gouttes Wheaton



048100 à 048106



Flacons seuls  
capuchons seuls



048108 à 048115

- En LDPE
- Pointe compte-gouttes et bouchon en polypropylène
- Délivrent une goutte à la fois
- Volume de la goutte : 41 µl +/- 5 µl
- Flacons de coloris naturel ou blanc
- Le coloris blanc protège les échantillons sensibles aux UV

## Complets avec compte-gouttes et bouchons

Unités/ sachet	Unités/ carton	Vol. (ml)	ø x h (mm)	Bouchon	Flacons complets Coloris naturel		Flacons complets Coloris blanc	
					Réf.	€/carton	Réf.	€/carton
12	144	3	14 x 49	8-425	<a href="#">048109</a>	NC -	<a href="#">048101</a>	NC -
12	144	6	17 x 58	13-425	<a href="#">048110</a>	NC -	<a href="#">048102</a>	NC -
12	144	7	19 x 63	15-415	<a href="#">048111</a>	NC -	<a href="#">048103</a>	NC -
12	144	15	25 x 78	15-415	<a href="#">048112</a>	NC -	<a href="#">048104</a>	NC -
12	144	30	32 x 85	20-410	<a href="#">048113</a>	NC -	<a href="#">048105</a>	NC -
12	144	60	39 x 101	20-410	<a href="#">048114</a>	NC -	<a href="#">048106</a>	NC -

## Flacons seuls

Vol. (ml)	Bouchon	Flacons seuls Coloris blanc		Flacons seuls Coloris naturel		Flacons seuls Coloris naturel				
		Réf.	Unités/ carton	€/carton	Réf.	Unités/ carton	€/carton			
3	8-425	<a href="#">048117</a>	100	NC -	<a href="#">048126</a>	100	NC -	<a href="#">048135</a>	1000	NC -
6	13-425	<a href="#">048118</a>	100	NC -	<a href="#">048127</a>	100	NC -	<a href="#">048136</a>	1000	NC -
7	15-415	<a href="#">048119</a>	100	NC -	<a href="#">048128</a>	100	NC -	<a href="#">048137</a>	1000	NC -
10	15-415	<a href="#">048120</a>	100	NC -	<a href="#">048129</a>	100	NC -	<a href="#">048138</a>	1000	NC -
15	15-415	<a href="#">048121</a>	100	NC -	<a href="#">048130</a>	100	NC -	<a href="#">048139</a>	1000	NC -
30	20-410	<a href="#">048122</a>	100	NC -	<a href="#">048131</a>	100	NC -	<a href="#">048140</a>	1000	NC -
60	20-410	<a href="#">048123</a>	100	NC -	<a href="#">048132</a>	100	NC -	-	-	-

## Flacons compte-goutte en HDPE



- Refermables hermétiquement quand la pointe du compte-goutte est coupée
- Forme stable et maniable
- Flacon livré sans bouchon

Réf.	Volume (ml)	Ø corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage Ø ext. (mm)	H. sans bouchon (mm)	€
<a href="#">063436</a>	10	24	12,7	18	50	NC -
<a href="#">063419</a>	25	31,3	12,7	18	64,5	NC -
<a href="#">063328</a>	50	40	12,7	18	77	NC -

## Bouchon combiné HDPE

Réf.	Pour flacon de volume (ml)	Filetage interne (mm)	€
<a href="#">063332</a>	10/25/50	18	NC -

## Flacon compte goutte



- Utilisable comme compte-goutte ou distributeur de liquides
- En LDPE avec bouchon pointu
- Fermeture par opercule solide au bouchon
- Bonne résistance chimique

Réf.	Ø x h (mm)	Filetage	Capacité (ml)	Unités/ carton	€/carton
<a href="#">232602</a>	32 x 93	28R4	30	10	NC -
<a href="#">232578</a>	40 x 109	28R4	60	10	NC -
<a href="#">BGE828</a>	50 x 147	28R4	150	10	NC -
<a href="#">761745</a>	60 x 174	28R4	250	10	NC -

## Flacons carrés col étroit en polyéthylène avec bouchon

- Incassable
- Non stérile
- Translucide
- Diamètre ouverture 20 mm
- Bouchon à vis avec lèvres rentrantes



Réf.	Volume (ml)	Bouchon monté/coloris	Unités/ carton	€/carton
<a href="#">030468</a>	100	Non	300	NC -
<a href="#">030435</a>	100	Oui	300	NC -
<a href="#">030469</a>	100	Non	300	NC -
<a href="#">080925</a>	100	Oui	300	NC -
<a href="#">030349</a>	250	Non	194	NC -
<a href="#">030437</a>	250	Oui	208	NC -
<a href="#">688331</a>	250	Non	194	NC -
<a href="#">688204</a>	500	Non	100	NC -
<a href="#">080920</a>	500	Oui	100	NC -
<a href="#">030438</a>	500	Oui	100	NC -
<a href="#">688207</a>	1000	Oui	60	NC -
<a href="#">030439</a>	1000	Oui	60	NC -
<a href="#">688206</a>	1000	Non	60	NC -