


Barrettes de 8 tubes PCR Vari-Strips



Barrettes PCR low profile utilisables seules ou insérées dans des cadres pour adaptation aux thermocycleurs courants.

- En polypropylène vierge de qualité médicale
- Disponibles en version blanche pour la détection par fluorescence
- 3 cadres adaptés aux thermocycleurs les plus courants (LC480, Abi Fast Block, plaque PCR standard à jupe 96 puits)
- Existents en version prémontée sur cadre

Cadres PCR Vari-Strip seuls

Réf.	Désignation	€ les 10
448074	Cadre 480/96 pour LC480 blanc	NC -
448014	Cadre Standard jupé blanc	NC -

Type de Vari-Strips	Barrettes coloris blanc			Barrettes coloris naturel		
	Réf.	Unités/sachet	€/sachet	Réf.	Unités/sachet	€/sachet
Seule sans bouchons	448011	120	NC -	448012	120	NC -
Seule avec bouchons plats optiques	448013	120	NC -	045656	120	NC -
Sur cadre jupé standard blanc	448017	50	NC -	448018	50	NC -

Microtubes PCR 0,2 ml en barrette ECO



- En barrette de 8 tubes 0,2 ml + barrette de 8 capuchons forme dôme ou plat
- Excellente transparence et finesse de paroi
- Utilisables de -20 °C à 100 °C
- Centrifugeables à 6000 g

Réf.	Désignation	Unités/sachet	€/sachet
010158	Microtube PCR 0,2 ml en barrette + capuchon dôme	125 x 8	NC -
010208	Microtube 0,2 ml en barrette + capuchon plat	125 x 8	NC -

Microtubes Clear-Lock ClearLine®



	0,5				1,5				2			
Volume (ml)												
Diamètre (mm)	7,8	7,8	7,8	7,8	10,66	10,66	10,66	10,66	10,73	10,73	10,73	10,73
Hauteur (mm)	30	30	30	30	38	38	38	38	40,1	40,1	40,1	40,1
Matière	Polypropylène vierge											
Stérile	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Type de bouchon	Snap Clear-Lock ; perçable											
Autoclavable	Oui											
Vitesse max de centrifugation (g)	30000											
Graduation	Oui											
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon											
Températures d'utilisation	-80 °C à +121 °C											
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; marquage CE IVD ; système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle											
Unités/carton	Sachet de 500 microtubes	Boîte de 500 microtubes	50 microtubes emballés individuellement	5 sachets de 100 microtubes	Sachet de 1000 microtubes	2 boîtes de 500 microtubes	100 microtubes emballés individuellement	4 sachets de 50 microtubes	sachet de 1000 microtubes	2 boîtes de 500 microtubes	100 microtubes emballés individuellement	4 sachets de 50 microtubes
Réf. coloris naturel	390931A	390929	395018	395019	390903	390901	390940	395020	390904	390902	390941	395021
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -