

## Sachets d'échantillonnage Twirl'em

- Stériles
- Fermeture facilitée
- Conformes EPA/FDA/USDA/HACCP
- Gamme Twirl'blue : détectable et reconnu facilement lors d'un contrôle visuel
- Gamme Ecolo : sac biodégradable



### Fermeture avec 2 fils ronds - bout recouvert

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
<a href="#">192816</a>	76 x 127	63	60	1000	NC -
<a href="#">192015A</a>	76 x 178	63	130	500	NC -
<a href="#">192817</a>	89 X 178	76	210	1000	NC -
<a href="#">192818</a>	114 x 190	63	355	1000	NC -
<a href="#">192018A</a>	114 x 229	63	450	500	NC -
<a href="#">192019</a>	114 x 305	63	800	1000	NC -
<a href="#">192819</a>	114 x 382	63	1200	1000	NC -
<a href="#">192009A</a>	140 x 229	76	650	500	NC -
<a href="#">192820</a>	140 x 229	101	650	1000	NC -
<a href="#">192020</a>	140 x 382	76	1500	1000	NC -
<a href="#">192016A</a>	178 x 305	76	1650	250	NC -
<a href="#">192821</a>	178 x 305	101	1650	1000	NC -
<a href="#">192823</a>	178 x 382	76	2500	1000	NC -

### Fermeture avec 2 fils ronds - bout recouvert - imprimé

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
<a href="#">192824</a>	76 x 127	63	60	1000	NC -
<a href="#">192022A</a>	76 x 178	63	130	50	NC -
<a href="#">192825</a>	89 X 178	76	210	1000	NC -
<a href="#">192826</a>	114 x 190	63	355	1000	NC -
<a href="#">192037A</a>	114 x 229	63	450	500	NC -
<a href="#">192827</a>	114 x 305	63	800	1000	NC -
<a href="#">192828</a>	114 x 382	63	1200	1000	NC -
<a href="#">192829</a>	140 x 229	76	650	1000	NC -
<a href="#">192830</a>	140 x 229	101	650	1000	NC -
<a href="#">192831</a>	140 x 382	76	1500	1000	NC -
<a href="#">192021A</a>	178 x 305	76	1650	250	NC -
<a href="#">192832</a>	178 x 305	101	1650	1000	NC -
<a href="#">192834</a>	178 x 382	76	2500	1000	NC -

### Fermeture avec 1 fil rond et 1 fil plat - bout recouvert

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
<a href="#">192835</a>	76 x 178	63	130	1000	NC -
<a href="#">192836</a>	114 x 229	63	450	1000	NC -
<a href="#">192837</a>	140 x 229	76	650	1000	NC -
<a href="#">192838</a>	140 x 305	76	1080	1000	NC -
<a href="#">192002</a>	178 x 305	76	1650	1000	NC -
<a href="#">192839</a>	178 x 305	101	1650	1000	NC -
<a href="#">192840</a>	254 x 305	101	2250	1000	NC -
<a href="#">192001</a>	254 x 382	101	4000	1000	NC -
<a href="#">192001B</a>	254 x 382	101	4000	250	NC -

### Fermeture avec 1 fil rond et 1 fil plat - bout recouvert - imprimé

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
<a href="#">192842</a>	76 x 178	63	130	Cs/1000 (2x500)	NC -
<a href="#">192843A</a>	114 x 229	63	450	Cs/500	NC -
<a href="#">192844</a>	140 x 229	76	650	Cs/1000 (2x500)	NC -
<a href="#">192845</a>	140 x 305	76	1080	Cs/1000 (2x500)	NC -
<a href="#">192846</a>	178 x 305	76	1650	Cs/1000 (4x250)	NC -
<a href="#">192011</a>	178 x 305	101	1650	Cs/1000 (4x250)	NC -
<a href="#">192010</a>	254 x 305	101	2250	Cs/1000 (4x250)	NC -
<a href="#">192036A</a>	254 x 382	101	4000	Cs/250	NC -

### Fermeture avec 2 fils plat - bouts recouverts

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
<a href="#">192847</a>	305 x 305	101	3000	Cs/250	NC -
<a href="#">192013</a>	305 x 356	101	4250	Cs/250	NC -
<a href="#">192848A</a>	305 x 406	101	5500	Cs/50	NC -
<a href="#">192849A</a>	305 x 457	101	6750	Cs/50	NC -
<a href="#">192850A</a>	305 x 508	101	8000	Cs/50	NC -
<a href="#">192851A</a>	305 x 610	101	10500	Cs/50	NC -
<a href="#">192852</a>	305 x 711	101	13000	Cs/250	NC -
<a href="#">192854</a>	382 x 508	101	12000	Cs/250	NC -
<a href="#">192017</a>	382 x 610	101	15000	Cs/250	NC -

### Fermeture avec 2 fils plats - bouts recouverts - imprimé

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
<a href="#">192012</a>	305 x 305	101	3000	Cs/250	NC -
<a href="#">192855</a>	305 x 356	101	4250	Cs/250	NC -
<a href="#">192856</a>	305 x 406	101	5500	Cs/250	NC -
<a href="#">192857</a>	305 x 457	101	6750	Cs/250	NC -
<a href="#">192858</a>	305 x 508	101	8000	Cs/250	NC -
<a href="#">192859</a>	305 x 610	101	10500	Cs/250	NC -
<a href="#">192860</a>	305 x 711	101	13000	Cs/250	NC -
<a href="#">192861</a>	382 x 508	101	12000	Cs/250	NC -
<a href="#">192862</a>	382 x 610	101	15000	Cs/250	NC -

### Gamme Twirl'em BLUE

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Unités/carton	€/carton
<a href="#">192023</a>	229 x 114	1000	NC -
<a href="#">192024</a>	229 x 140	1000	NC -
<a href="#">192025A</a>	305 x 178	250	NC -



CONSOMMABLES  
USAGE UNIQUE