

Sacs Twirl'em Ecolo



- Fabriqués à partir de LDPE vierge
- Biodégradables (entre 9 mois et 5 ans)
- Numéro de tracabilité
- Stériles
- Fermeture facilitée

Bouts Recouverts - Clair - Attache à 2 fils ronds

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
192026	76 x 178	63	130	1000	NC -
192028A	114 x 229	63	450	500	NC -
192031A	140 x 229	76	650	500	NC -
192027	140 x 229	101	650	1000	NC -
192030	140 x 382	76	1500	1000	NC -
192032A	178 x 305	76	1650	250	NC -
192029	178 x 305	101	1650	1000	NC -
192033	178 x 305	76	2500	1000	NC -

Bouts Recouverts - Imprimé - Attache à 2 fils ronds

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
192076	76 x 127	63	60	1000	NC -
192077	76 x 178	63	130	1000	NC -
192079A	114 x 229	63	450	500	NC -
192035A	140 x 229	76	650	500	NC -
192078	140 x 229	101	650	1000	NC -
192081A	178 x 305	76	1650	250	NC -
192080	178 x 305	101	1650	1000	NC -

Bouts Recouverts - Clair - Attache à 1 fil rond et 1 feuillard

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
192083	76 x 178	63	130	1000	NC -
192084	114 x 229	63	450	1000	NC -
192087	140 x 229	76	650	1000	NC -
192086	140 x 305	76	1080	1000	NC -
192088	178 x 305	76	1650	1000	NC -
192085	178 x 305	101	1650	1000	NC -
192082	254 x 305	101	2250	1000	NC -
192014	254 x 384	101	4000	1000	NC -

Bouts Recouverts- Clair - Attache à 2 feuillards

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
192091	76 x 178	63	130	1000	NC -
192092	114 x 229	63	450	1000	NC -
192094	140 x 229	76	650	1000	NC -
192095	178 x 305	76	1650	1000	NC -
192093	178 x 305	101	1650	1000	NC -
192089	254 x 305	101	2250	1000	NC -
192090	254 x 384	101	4000	1000	NC -

Bouts Recouverts- Clair - Attache à 2 feuillards

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
192096	305 x 305	101	3000	250	NC -
192097	305 x 356	101	4250	250	NC -
192098	305 x 406	101	5500	250	NC -
192099	305 x 457	101	6750	250	NC -
192801	305 x 508	101	8000	250	NC -
192804	381 x 381	101	8000	250	NC -
192802	305 x 610	101	10500	250	NC -
192805	382 x 508	101	12000	250	NC -
192803	305 x 711	101	13000	250	NC -
192806	382 x 610	101	15000	250	NC -

Bouts Recouverts- Imprimé - Attache à 2 feuillards

Réf.	Dimensions L x l (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
192807	305 x 305	101	3000	250	NC -
192808	305 x 356	101	4250	250	NC -
192809	305 x 406	101	5500	250	NC -
192810	305 x 457	101	6750	250	NC -
192811	305 x 508	101	8000	250	NC -
192812	305 x 610	101	10500	250	NC -
192813	305 x 711	101	13000	250	NC -
192814	382 x 508	101	12000	250	NC -
192815	382 x 610	101	15000	250	NC -



VOIR LA SUITE

Page étendue suite à modification

Sac de prélèvement Twirl'em pour salle blanche

LABPLAS



- Stérile
- Emballé par pack de 25 en double emballage
- Bouts recouverts
- Par 1000

Fermeture avec 2 fils ronds

Dimensions (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Sans impression		Avec impression	
			Réf.	€/carton	Réf.	€/carton
114 x 305	63	800	-	-	192877	NC -
140 x 229	76	650	-	-	192878	NC -
140 x 382	76	1500	192875	NC -	192879	NC -
178 x 305	76	1650	192876	NC -	192880	NC -

Fermeture avec 1 fils rond et 1 fil plat

Dimensions (mm)	Epaisseur (µm)	Volume (ml)	Sans impression		Avec impression	
			Réf.	€/carton	Réf.	€/carton
140 x 229	76	650	192881	NC -	192885	NC -
140 x 229	101	650	192882	NC -	192886	NC -
140 x 305	76	1080	-	-	192887	NC -
178 x 305	76	1650	192884	NC -	192888	NC -
178 x 305	101	1650	192870	NC -	192889	NC -
254 x 305	101	2250	-	-	192890	NC -
254 x 382	101	4000	192871	NC -	192891	NC -



CONSOMMABLES
USAGE UNIQUE