

## Cryotubes à code-barres 2D ClearLine®

ClearLine

### La qualité ClearLine

- >> En polypropylène vierge de grade médical
- >> Utilisables jusqu'à - 196 °C
- >> Exempts d'ATP
- >> USP Classe VI (non cytotoxiques et non hémolytiques)
- >> Stérilisés aux rayons Beta, SAL 10-6



**Notre Sélection**



- Gradués avec surface d'inscription
- Autoclavables à la vapeur à 121 °C pendant 20 min.



- Code-barres 2D Datamatrix sur le fond du tube, correspondant au code-barres imprimé
- Code-barres pré-imprimé sur chaque tube (Code 128)
- Lisibles dans les 2 sens, par toutes marques de lecteurs



- Utilisables avec boucheuse/déboucheuse
- Nouveau bouchon vissant bi-injecté (polyéthylène et silicone)
- Vissables et dévissables à une main
- Pied du tube verrouillable dans les CryoGen<sup>®</sup> Box 2D et dans les portoirs en polycarbonate

	Pas de vis externe		Pas de vis interne	
Volume (ml)	2	5	2	5
h x ø (mm)	45,6 x 12,6	87,6 x 12,6	48,2 x 12,6	90,3 x 12,6
Réf.	390713	390714	390715	390716
€ les 50	NC -	NC -	NC -	NC -

## Cryotubes en triple emballage pour les manipulations en GMP

greiner  
BIO-ONE

- Pour simplifier les manipulations stériles en salle blanche
- Evite les étapes de décontamination à l'alcool à 70° ou tout autre désinfectant dédié

Réf.	Volume (ml)	Pas de vis	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
122263TRI	2	Interne	10	200	NC -
123263TRI	1	Interne	10	200	NC -
126263TRI	2	Externe	10	200	NC -



## Cryotubes Nalgene

Cryotubes en polypropylène à bouchon à pas de vis externe en polyéthylène haute densité (HDPE). Avec ou sans graduation. Les modèles stériles sont stérilisés aux rayons gamma, non pyrogènes et non cytotoxiques. Les modèles non stériles ne sont pas autoclavables.

Réf.	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Grad.	Stérile	Unités/sachet	€/sachet*
028001	1,2	13,5 x 38	Oui	Oui	25	NC -
028038	2	13,5 x 48	Oui	Oui	25	NC -
028039	5	13,5 x 92	Oui	Oui	10	NC -

\* Tous les Cryovials sont livrables en boîte.

Réf.	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Grad.	Stérile	Unités/sachet	Unités/boîte	€/boîte
028040	1,2	13,5 x 38	Oui	Oui	1000	1000	NC -
028041	2	13,5 x 48	Oui	Oui	1000	1000	NC -
028042	1,2	13,5 x 38	Non	Non	1000	1000	NC -
028043	2	13,5 x 48	Non	Non	1000	1000	NC -

### Tige d'aluminium pour Cryotubes Nalgene

Tige pour cryotubes à utiliser dans les cryoconservateurs ou en Dewar. Chaque tige se complète par un onglet de couleur en aluminium pour identification.

Réf.	Désignation	€ les 12
029087	Tige longueur 290 mm pour 5 Cryotubes	NC -
029088	Tige longueur 300 mm pour 6 Cryotubes	NC -

### Onglets pour tige d'aluminium

Coloris	Blanc	€ les 100
Réf.	029089	NC -



### Inserts code-couleur pour Cryovials Nalgene

Inserts de couleur d'identification à insérer dans le bouchon.

Coloris	Blanc	Jaune	Bleu	Vert	Rouge	€ les 100
Réf.	028111	028112	028113	028114	028115	NC -



Tige aluminium