

Système de filtration sous vide Microsart



- Appareillage de filtration sous vide pour le contrôle de la qualité microbiologique d'échantillons liquides
- Utilisation gaucher/droitier grâce au support membrane orientable à 360°
- Récupération aisée de la membrane sans risque de contamination secondaire grâce au filtre évent stérile présent sur chaque poste

Matériau	Acier inox
Ø des membranes (mm)	47 et 50
Stérilisation	Autoclavable 121 °C ou 134 °C, chaleur sèche : 150 °C, passage à la flamme
Support de membrane	Crantée en acier inoxydable
Raccords	Olive crantée pour connexion à tuyau à vide de diamètre intérieur de 7 mm

Rampe Microsart - version sans entonnoirs

- A compléter par un entonnoir de filtration

Nombre de postes	Pour entonnoirs Microsart		Pour unités Biosart 100		Pour unités Biosart 250	
	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
1	845015	NC -	845019	NC -	845023	NC -
2	845016*	NC -	845020*	NC -	-	-
3	845017	NC -	845021	NC -	845024	NC -
6	845018	NC -	845022	NC -	845025	NC -

* Corps de la rampe coudée.

Rampe Microsart - version complète avec entonnoirs

- Livrée avec entonnoirs 100 ou 500 ml (couvrelet et joint), support pour filtre de 47 et 50 mm (fritté et joint), bouchons et tuyau en silicone avec raccord rapide (20 cm)

Réf.	Nombre de postes	Entonnoir (ml)	€
845026	1	100	NC -
845027	3	100	NC -
845028	6	100	NC -
845029	1	500	NC -
845030	3	500	NC -
845031	6	500	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
150245	Minisart SRP25 filtre event stérile (les 50)	NC -
845037	Raccord rapide pour raccorder deux rampes	NC -
148950	Tuyau à vide en silicone avec raccord rapide, 1 m	NC -
148951	Tuyau avec raccord rapide côté pression, 1 m	NC -
845040	Tuyau avec raccord rapide côté pression, 10 m	NC -
150191	Tuyau à vide, 1 m	NC -

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	€
845036	Raccord bouchon pour fermer la rampe	NC -
845032	Support pour utiliser des entonnoirs Microsart, des unités Microsart et des unités Biosart 100	NC -
845033	Fritté pour support 845032	NC -
845034	Support pour utiliser des entonnoirs Biosart 250 et en acier inox	NC -
146995	Fritté pour support 845034	NC -
6980124B	Joint plat en silicone(par 2)	NC -
150243	Joint plat en PTFE	NC -
150484	Adaptateur pour unités Biosart 100	NC -
150466	Bouchon pour fermer l'orifice d'évent	NC -
150242	Entonnoir de 100 ml en acier inoxydable	NC -
150972	Couvrelet pour entonnoir de 100 ml	NC -
147828	Joint en silicone pour couvrelet de l'entonnoir 100 ml	NC -
147885	Entonnoir de 500 ml en acier inoxydable	NC -
147884	Couvrelet pour entonnoir de 500 ml	NC -
147886	Joint en silicone pour couvrelet de l'entonnoir 500 ml	NC -

Pompe Microsart® e.jet



- Pompe à liquide
- Rejet direct des filtrats
- Débit 4 litres/heure
- Faible encombrement
- Pour rampe de 1 à 6 postes

Réf.	Désignation	€
148950	Tuyau à vide en silicone avec raccord rapide, 1 m	NC -
148951	Tuyau avec raccord rapide côté pression, 1 m	NC -
150197	Pompe Microsart® e.jet	NC -