

Four à moufle



- Température jusqu'à 1100 °C
- 3 volumes disponibles
- Contrôler 301 : montée directe jusqu'à la température de consigne
- Possibilité de différer le départ
- Fonction minuterie en standard
- Ventilation par cheminée en céramique

Référence	Désignation	€ HT
780403	Four à moufle série ELF volume 6 litres	NC -
780404	Four à moufle série ELF volume 14 litres	NC -
780405	Four à moufle série ELF volume 23 litres	NC -

Boîte de stockage pour glace carbonique



BAC 130



BAC 420

- Boîte de stockage en polyéthylène monobloc ; isothermie par mousse de polyuréthane expansée
- Couvercle : joint monobloc en silicone, gonds moulés
- Porte-étiquette riveté, poignées de transport moulées
- Bonde de vidange et châssis encastré en acier traité anti-corrosion à partir de 150 litres
- Bacs gerbables
- Fermetures par genouillères encastrées, plombables
- Base à roulettes en option

Référence	Modèle	Capacité (litres)	Largeur ext. (mm)	Profondeur ext. (mm)	Hauteur ext. (mm)	Largeur int. (mm)	Profondeur int. (mm)	Hauteur int. (mm)	Poids (kg)	€ HT
091733	BAC 55	53	600	500	580	415	315	410	16	NC -
092800	BAC 130	138	800	600	715	620	410	520	31	NC -
092801	BAC 160	150	800	600	1050	580	370	700	50	NC -
092802	BAC 320	324	1200	800	930	980	580	570	83	NC -
091738	BAC 420	420	1200	800	1050	1000	600	700	90	NC -

Sac isotherme



- Cloison amovible
- Boîte de conservation 2 litres (version moyenne) et 3 litres (version large), conçue pour le micro-ondes (jusqu'à 110 °C), congélateur
- Inclus un flexi freeze pack small (référence 071124)

Référence	Taille	Capacité (l)	Dimensions h x l x p (cm)	€ HT
071130	Medium	2	13 X 22 X 17	NC -
071131	Large	3	14 X 24 X 18	NC -

Petite glacière 4,7 litres



- Isolation en mousse polyuréthane
- Dimensions h x l x p (cm) : 18 x 26 x 20

Réf.	Désignation	€ HT
071149	Glacière 4,7 litres	NC -