

Micropipettes Sartorius Biohitfamily mLINE



2
ANS
GARANTIE

- Excellente ergonomie avec une force de pipetage et d'éjection de pointes réduites
- Sécurité renforcée avec blocage du volumètre empêchant un changement de volume accidentel pendant le pipetage
- Entièrement autoclavables
- Filtre de protection SafeCone pour minimiser les risques de contamination
- Garantie : 2 ans

Monocanal - volume variable

Volume (µl)	Incrément (µl)	Réf.	€
0,1 - 3	0,02	070806	NC -
0,5 - 10	0,01	070430	NC -
02 - 20	0,2	070486	NC -
10 - 100	0,1	070431	NC -
20 - 200	0,2	070432	NC -
100 - 1000	1	070433	NC -
500 - 5000	10	070434	NC -
1000 - 10000	20	070833	NC -

Multicanaux

Volume (µl)	Incrément (µl)	mLINE 8 canaux		mLINE 12 canaux	
		Réf.	€	Réf.	€
0,5 - 10	0,01	070447	NC -	070451	NC -
5 - 100	0,1	070448	NC -	070452	NC -
30 - 300	0,2	070449	NC -	070453	NC -

Pipettes électroniques Sartorius Biohitfamily Picus



- Légères, poids inférieur à 100 g
- Ejection électronique de la pointe
- Système Optiload pour une fixation parfaite des pointes sur chaque porte-cône (multicanales)
- Verrouillage du volume avec le bouton poussoir
- Choix complet de modes de pipetage, de la dilution avec mélange à la distribution séquentielle
- Système tracker unique intégré pour les microplaques de 96 et 384 puits guidant l'utilisateur sur les bons puits
- Calibration ajustable en 1, 2 ou 3 points
- Possibilité de continuer à travailler pendant la charge par câble microUSB
- Batteries Li-polymère, temps de charge 1 heure
- Partie basse autoclavable sauf pour la 1250 µl
- Garantie : 2 ans

Micropipettes Picus monocanal

Volume (µl)	Incrément (µl)	Picus monocanal	
		Réf.	€
0,2 - 10	0,01	070927	NC -
10 - 300	0,2	070929	NC -
50 - 1200	1	070930	NC -
100 - 5000	5	070931	NC -