

## Adaptateurs : raccords en verre 2 et 3 cols

- Verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- Raccord 2 cols : forme T avec un angle latéral de 105°
- Forme Y avec 2 cols parallèles
- Forme 3 cols avec 1 col d'entrée et 3 sorties (2 parallèles et 1 latéral à 45°)



Taille du col entrée (NS)	Taille du col sortie latérale (NS)	Taille du col sortie (NS)	Forme T		Forme Y		Forme 3 cols	
			Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
14/23	14/23	14/23	<a href="#">724143</a>	NC -	<a href="#">724149</a>	NC -	<a href="#">724155</a>	NC -
19/26	19/26	19/26	<a href="#">724144</a>	NC -	<a href="#">724151</a>	NC -	-	-
19/26	24/29	24/29	-	-	<a href="#">724152</a>	NC -	-	-
24/29	24/29	24/29	-	-	<a href="#">724153</a>	NC -	<a href="#">724158</a>	NC -
24/29	19/26	19/26	-	-	-	-	<a href="#">724156</a>	NC -
14/23	29/32	29/32	-	-	<a href="#">724150</a>	NC -	-	-
29/32	14/23	29/32	<a href="#">724145</a>	NC -	-	-	-	-
29/32	19/26	19/26	-	-	-	-	<a href="#">724157</a>	NC -
29/32	29/32	29/32	<a href="#">724146</a>	NC -	<a href="#">724154</a>	NC -	<a href="#">724159</a>	NC -

## Adaptateurs : raccords coudés 75° et 90°

- Verre borosilicaté 3.3 DURAN®

Taille du col (NS)	Angle 75°		Angle 90°	
	Réf.	€	Réf.	€
14/23	<a href="#">724160</a>	NC -	<a href="#">673789</a>	NC -
19/26	<a href="#">724161</a>	NC -	<a href="#">673790</a>	NC -
24/29	<a href="#">724162</a>	NC -	<a href="#">673791</a>	NC -
29/32	<a href="#">724163</a>	NC -	<a href="#">673792</a>	NC -



## Adaptateurs : tête de distillation

- Verre borosilicaté 3.3 DURAN®, selon norme DIN 12594
- Comprend une prise pour un thermomètre de distillation de 55 mm de longueur et deux cônes à un angle de 75°

Col vertical (NS)	Col oblique (NS)	Standard		Selon Claisen	
		Réf.	€	Réf.	€
14/23	14/23	<a href="#">724164</a>	NC -	<a href="#">724169</a>	NC -
19/26	19/26	<a href="#">724165</a>	NC -	<a href="#">724170</a>	NC -
24/29	19/26	<a href="#">724166</a>	NC -	<a href="#">724171</a>	NC -
24/29	24/29	<a href="#">724167</a>	NC -	<a href="#">724172</a>	NC -
29/32	14/23	-	-	<a href="#">724173</a>	NC -
29/32	29/32	<a href="#">724168</a>	NC -	<a href="#">724174</a>	NC -



## Adaptateurs : tubes défecteurs droits et coudés selon Stutzer

- Verre borosilicaté 3.3 DURAN®, selon norme DIN 12594
- Pour la séparation des gouttes (à mettre dans le flacon de distillation), avec deux rodages standard

Taille col haut (NS)	Taille col bas (NS)	Tube droit		Tube coudé	
		Réf.	€	Réf.	€
14/23	14/23	<a href="#">724175</a>	NC -	<a href="#">673793</a>	NC -
29/32	14/23	<a href="#">724178</a>	NC -	-	-
19/26	19/26	-	-	<a href="#">673794</a>	NC -
19/26	24/29	<a href="#">724176</a>	NC -	-	-
24/29	24/29	-	-	<a href="#">673796</a>	NC -
29/32	29/32	<a href="#">724177</a>	NC -	<a href="#">673797</a>	NC -

