

Fiolles jaugées Blaubrand® USP

Volume (ml)	Rodage	Tolérance (+/- ml)	Unités/carton	Version USP		Version avec certificat DAKKS	
				Réf.	€/carton	Réf.	€/carton
5	10/19	0,02	2	145716	NC -	145736	NC -
10	10/19	0,02	2	145717	NC -	-	-
20	10/19	0,02	2	145718	NC -	145737	NC -
25	10/19	3	2	145719	NC -	145738	NC -
50	12/21	0,05	2	145720	NC -	145739	NC -
100	14/23	0,08	2	145721	NC -	145740	NC -
200	14/23	0,1	2	145722	NC -	145741	NC -
250	14/23	0,12	2	145723	NC -	145742	NC -
500	19/26	0,2	2	145724	NC -	145743	NC -
1000	24/29	0,3	1	145725	NC -	145744	NC -
2000	29/32	0,5	1	145726	NC -	042439	NC -

- En verre borosilicaté 3,3 DIN EN ISO 1042
- Certificat lot USP inclus
- Classe A
- Livrées avec bouchon en verre



Fiolles jaugées classe A avec tolérance DIN/ISO/USP

Réf.	Volume (ml)	Tolérance (± ml)	Hauteur (mm)	Bouchon	Unités/carton	€/carton
761806	1	0,020	65	7/16	5	NC -
761807	2	0,020	65	7/16	5	NC -
233025	5	0,020	70	10/19	5	NC -
233026	10	0,020	90	10/19	5	NC -
233027	20	0,03	110	10/19	5	NC -
233028	25	0,03	110	10/19	5	NC -
233029	50	0,05	140	12/21	5	NC -
233030	100	0,08	170	14/23	5	NC -
233031	200	0,10	210	14/23	5	NC -
232921	250	0,12	220	14/23	2	NC -
761808	500	0,20	260	19/26	2	NC -
761809	1000	0,30	300	24/29	2	NC -
233032	2000	0,50	370	29/32	1	NC -
761810	5000	1,00	475	34/35	1	NC -

- Conformes aux normes ISO 102 et DIN 12664
- Calibrées selon les tolérances USP
- Numéro de série et date de fabrication gravés dans chaque fiole
- Certificat de conformité livré avec la fiole
- Certifiées conformité 'H'
- Graduation en émail blanche
- Bouchon en polyéthylène
- En verre borosilicaté



Fiolles jaugées classe B

Réf.	Volume (ml)	Tolérance (± ml)	Hauteur (mm)	Bouchon	Unités/carton	€/carton
232861	5	0,05	70	10/19	5	NC -
232862	10	0,05	90	10/19	5	NC -
991628	20	0,08	110	10/19	5	NC -
232863	25	0,08	110	10/19	5	NC -
232864	50	0,12	140	12/21	5	NC -
232865	100	0,2	170	14/23	5	NC -
232866	200	0,3	210	14/23	5	NC -
232867	250	0,3	220	14/23	5	NC -
232868	500	0,5	260	19/26	5	NC -
232869	1000	0,8	300	24/29	5	NC -
232870	2000	1,2	370	29/32	5	NC -
232871	5000	2,4	475	34/35	1	NC -

- Conformes ISO 1042 et DIN 12664
- En verre borosilicaté
- Inscription émaillée bleue
- Bouchon en polyéthylène



Fiolles jaugées ambrées Pyrex classe A

Réf.	Volume (ml)	Hauteur (mm)	Bouchon	Unités/carton	€/carton
233110	5	70	10/19	5	NC -
233112	10	90	10/19	5	NC -
233114	25	110	10/19	5	NC -
233116	50	140	12/21	5	NC -
233118	100	170	14/23	5	NC -
233033	200	210	14/23	5	NC -
233121	250	220	14/23	2	NC -
233123	500	260	19/26	2	NC -
233125	1000	300	24/29	2	NC -
233126	2000	370	29/32	1	NC -

- Fiolles en verre borosilicaté avec revêtement ambré sur les surfaces extérieures
- Bouchon en polyéthylène
- Classe A, conformes USP, ISO 1042 et DIN 12664
- Certifiées conformité "H"
- Numéro de lot gravé au laser, certificat de lot disponible en ligne

