

## Seringues doseuse Dosys basic 162

- Seringues automatiques à embout Luer Lock sans système de soupape
- Piston étanche sans joint
- Grande résistance chimique
- Autoclavables sans démontage à 121 °C

Réf.	Volume (ml)	€
<a href="#">061293</a>	0,1 - 1	NC -
<a href="#">061294</a>	0,3 - 2	NC -
<a href="#">061295</a>	0,5 - 5	NC -



## Seringues en verre borosilicaté

- Calibrage rigoureux du cylindre en verre ou en acier inoxydable
- Graduation brune indélébile
- Connecteur Luer Lock des seringues avec piston en verre en laiton chromé
- Cône normalisé acceptant toute taille d'aiguille : Luer (cône) ou Luer Lock (pas de vis de blocage), en verre ou en acier inoxydable
- Stérilisables jusqu'à 160 °C

Volume (ml)	Graduation	Seringues avec piston verre			
		Cône Luer verre		Cône Luer Lock métal	
		Réf.	€	Réf.	€
1	0,5	<a href="#">320201</a>	NC -	<a href="#">320219</a>	NC -
2	0,1	<a href="#">320202</a>	NC -	<a href="#">320220</a>	NC -
3	0,2	<a href="#">320203</a>	NC -	<a href="#">320221</a>	NC -
5	0,2	<a href="#">320204</a>	NC -	<a href="#">320222</a>	NC -
10	0,2	<a href="#">320205</a>	NC -	<a href="#">320223</a>	NC -
20	1	<a href="#">320206</a>	NC -	<a href="#">320224</a>	NC -
30	1	<a href="#">320207</a>	NC -	<a href="#">320225</a>	NC -
50	1	<a href="#">320208</a>	NC -	<a href="#">320226</a>	NC -
100	5	<a href="#">320209</a>	NC -	<a href="#">320227</a>	NC -



## Dosys : seringues automatiques de distribution Socorex

Seringues automatiques métal/verre sans joint, pour la distribution répétitive.

- Autoclavables sans démontage
- Forme ergonomique, excellente prise en main
- Faible entretien
- Embout Luer Lock
- Munies d'une soupape à deux voies
- Cylindre en verre rodé interchangeable
- Réglage du volume fiable avec molette de sécurité
- Retour automatique du piston par ressort
- Parfaitement adaptées pour la distribution d'agar stérile
- Idéales pour la filtration
- Livrées avec tuyau de silicone de 1 m
- Accessoires disponibles sur demande



## Seringues "Classic" à soupape intégrée (modèles 173 ou 163)

Seringues à soupape fixe, pour la distribution et le remplissage automatique. Livrées sans aiguille. Modèle 163 : 2 anneaux.

		Modèles 163		Modèles 173	
Type de poignée		Anneaux		Béquille	
Volume (ml)	Division (ml)	Réf.	€	Réf.	€
0,025 - 0,3	0,025	<a href="#">061071</a>	NC -	<a href="#">061037</a>	NC -
0,1 - 0,5	0,1	<a href="#">061072</a>	NC -	<a href="#">061038</a>	NC -
0,1 - 1,0	0,05	<a href="#">061070</a>	NC -	<a href="#">061039</a>	NC -
0,3 - 2,0	0,1	<a href="#">061073</a>	NC -	<a href="#">061040</a>	NC -
0,5 - 5,0	0,5	<a href="#">061715</a>	NC -	<a href="#">061041</a>	NC -
1,0 - 10,0	1,0	<a href="#">061716</a>	NC -	<a href="#">061042</a>	NC -
5,0 - 20,0	1,0	-	-	<a href="#">061043</a>	NC -

## Support pour seringue

- Support pour 1 seringue automatique série 170/160
- Gain de place
- Prise facile de la seringue

Réf.	Désignation	€
<a href="#">061048</a>	Support pour 1 seringue automatique 170/160	NC -

## Seringues "Premium" à soupape détachable avec béquille (modèle 174) ou à anneaux (modèle 164), ou "Basic" sans valve (modèles 172)

Seringues à soupape détachable et à piston anti-corrosion. Livrées sans aiguille.

- Soupape détachable, meilleure résistance chimique du piston
- 4 modèles de 0,1 à 10 ml
- Piston avec résistance supérieure à la corrosion
- Soupape à deux voies en acier inox, détachable
- Livrée avec tuyau silicone de 1 m
- Idéal comme seringue d'échantillonnage
- Modèle 172 : sans tube, ni accessoire, ni valve

		Modèles 164		Modèles 174		Modèles 172	
Type de poignée		Anneaux		Béquille		Béquille	
Volume (ml)	Division (ml)	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
0,1 - 1	0,05	<a href="#">061090</a>	NC -	<a href="#">061044</a>	NC -	<a href="#">061086</a>	NC -
0,3 - 2	0,1	<a href="#">061091</a>	NC -	<a href="#">061045</a>	NC -	<a href="#">061087</a>	NC -
0,5 - 5	0,5	<a href="#">061092</a>	NC -	<a href="#">061046</a>	NC -	<a href="#">061088</a>	NC -
1 - 10	1,0	<a href="#">061093</a>	NC -	<a href="#">061047</a>	NC -	<a href="#">061089</a>	NC -

## Guide de choix des aiguilles