

Masques de protection respiratoire OP-AIR PRO Oxygen «Mass Balance»



- Equipement de protection individuelle Cat. III contre les aérosols et particules
- DM classe I type IIR pour la protection de l'environnement, et la protection contre les éclaboussures potentielles de liquide biologique
- Très bonne respirabilité
- Élastiques transversaux en maille tricotée pour un confort optimal
- Masque hypoallergénique, testé sous contrôle dermatologique
- Barrette nasale en polypropylène et métal
- Coloris blanc

Réf.	Niveau de filtration	Emballage	€
475472	Masque FFP2 NR D TYPE IIR	Boîte de 50 masques	NC -
475473	Masque FFP2 NR D TYPE IIR	50 sachets individuels	NC -
475474	Masque FFP3 NR D TYPE IIR	Boîte de 50 masques	NC -
475475	Masque FFP3 NR D TYPE IIR	50 sachets individuels	NC -

Masque 3 pans FFP2 ou FFP3



242703



242706

- Masque FFP2 ou FFP3, Epi CAT III
- Masque 3 panneaux, livré à plat
- Disponible avec ou sans valve
- Champ visuel sans obstacle, idéal pour une utilisation combinée avec d'autres EPI
- Barrette nasale double fil performante et confortable, mousse intérieure pour une meilleure étanchéité
- Matières légères et douces pour la peau
- Excellente respirabilité
- Élastiques soudés par ultrasons, sans agrafe métallique
- Élastiques en maille tricotés, doux pour la tête et les cheveux
- Non-tissé garanti Oeko-Tex
- Sous sachet individuel : meilleure hygiène
- Poids plume éco-responsable, impact carbone diminué
- Démarche environnementale : revalorisation des déchets de production
- Fabriqué en France à partir de matières premières françaises ou européennes

Réf.	Protection	Valve	Unités/boîte	€/boîte
242703	FFP2	Sans	25	NC -
242704	FFP3	Sans	25	NC -
242705	FFP2	Avec	12	NC -
242706	FFP3	Avec	12	NC -