

Congélateurs -80 °C UF V 500 et UF V 700 BINDER

BINDER

Pour un stockage fiable de vos échantillons tout en respectant son environnement et les principes de sécurité.

- Température du congélateur pouvant être réglée entre -40 °C et -86 °C
- Faible consommation d'énergie
- Réfrigérant écologique R-290 et R-170
- Isolation thermique efficace par panneaux isolants sous vide
- Nouveau concept de joint de porte qui réduit la formation de givre
- Levier ergonomique de verrouillage de porte
- Intérieur inox anti-corrosion avec sous-portes intérieures en acier inox
- Equipés d'un contact sec pour report d'alarme, interface Ethernet, 2 ports d'accès diamètre 28 mm à l'arrière

Modèle	UF V 500	UF V 700
Volume (l)	477	728
Dimensions ext. : L x P x H (mm)	826 x 938 x 1966	1110 x 938 x 1966
Dimensions int. : L x P x H (mm)	606 x 605 x 1300	890 x 605 x 1300
Température	- 86 °C jusqu'à - 40 °C	
Nombre de sous portes	2	
Isolation sous vide	Oui	
Niveau sonore dB(A)	47	
Poids (kg)	247	288
Alimentation	230 V 50Hz	
Réf.	492417	492418
€	NC -	NC -



UF V 500

UF V 700

Options

Réf.	Désignation	€
492427	Option secours CO2 - montage usine	NC -
492181	Enregistreur de température - 90 °C à 220 °C	NC -

