

Cryoconservateurs ARPEGE



Crochet rack



Rack 10,
9 et 5 étages

Récipient de moyenne capacité pour la cryoconservation de produits biologiques de petite taille.

■ Différentes options disponibles :

- Pack OPTIMAL : cryoconservateur avec CryoMemo
- Pack OPTIMAL 2 : cryoconservateur avec CryoMemo + option remplissage automatique
- Pack OPTIMAL 3 : cryoconservateur avec CryoMemo + option remplissage automatique + option dégazage

■ CryoMemo :

Système continu de surveillance des récipients :

- Surveillance continue du niveau d'azote et de la température (2 sondes de température de série) avec alarmes visuelles et sonores associées
- Système sécurisé de remplissage et anti-débordement (optionnel)
- Système de surveillance pour 1 ou plusieurs récipients
- Affichage rétroéclairé du niveau d'azote, de la température et des alarmes
- Sortie Ethernet avec serveur pour surveillance à distance

■ Connecteur azote liquide avec filetage 3/4" - 16 UNF 2A-RH

■ A compléter par les sets de racks

■ Système de blocage individuel des cryoboîtes à chaque étage du rack

■ Pour la cryoconservation en phase liquide (Réf.s adaptées pour phase gazeuse disponibles sur demande)

■ Livrés avec racks pour tubes de 2 ml ou racks pour tubes de 5 ml



Modèle	ARPEGE 40		ARPEGE 70		ARPEGE 110		ARPEGE 140		ARPEGE 170		ARPEGE 55		ARPEGE 75	
Dimensions														
Capacité utile (l)	40		72		116		144		172		55		75	
Hauteur sans CryoMemo (mm)	735		738		962		911		1028		755		930	
Hauteur avec CryoMemo (mm)	970		921		1145		1094		1211		1035		1200	
Largeur (mm)	468		586		586		683		683		468		468	
Profondeur (mm)	552		673		673		770		770		546		546	
Diamètre du col (mm)	120		215		215		215		215		378		378	
Poids vide sans équipement (kg)	22		47		57		68		74		27		30	
Poids plein sans équipement (kg)	54		105		150		184		212		72		88	
Consommation														
Autonomie statique (j)	138		120		178		222		246		23		29	
Evaporation journalière (l/j)	0,29		0,6		0,65		0,65		0,7		2,4		2,5	
Capacité (avec set de racks)														
Tubes 2 ml	750		2000		3600		4800		6000		3618		4824	
Dim. max. boîtes (l x p x h) (mm)	76 x 76 x 52		133 x 133 x 52		133 x 133 x 52		133 x 133 x 52		133 x 133 x 52		Aucune (rack forme camembert)		Aucune (rack forme camembert)	
Nombre de racks	6		4		4		6		6		6		6	
Nombre d'étages	5		5		9		8		10		9		12	
Tubes 5 ml	-		972		1620		1944		2430		1071		2142	
Dim. max. boîtes (l x p x h) (mm)	-		133 x 133 x 95		133 x 133 x 95		133 x 133 x 95		133 x 133 x 95		-		-	
Nombre de racks	-		4		4		6		6		21 canisters		21 canisters	
Nombre d'étages	-		5		5		4		5		21 gobelets		42 gobelets	
Cryoconservateurs sans racks	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
Seul	082102B	NC -	082106B	NC -	082121B	NC -	082137B	NC -	082153B	NC -	082169B	NC -	082190B	NC -
Pack OPTIMAL	082709	NC -	082710	NC -	082713	NC -	082716	NC -	082719	NC -	082722	NC -	082725	NC -
Pack OPTIMAL 2	-	-	082711	NC -	082714	NC -	082717	NC -	082720	NC -	082723	NC -	082726	NC -
Pack OPTIMAL 3	-	-	082712	NC -	082715	NC -	082718	NC -	082721	NC -	082724	NC -	082727	NC -
Set de racks pour	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
Tubes 2 ml	082507	NC -	082508	NC -	082509	NC -	082510	NC -	082511	NC -	082516	NC -	082517	NC -
Tubes 5 ml	-	-	082512	NC -	082513	NC -	082514	NC -	082515	NC -	082468*	NC -	082470*	NC -
Accessoires	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
Embase à roulettes	082653	NC -	082101	NC -	082101	NC -	082101	NC -	082101	NC -	082653	NC -	082653	NC -
Kit de serrage récipient pour embase à roulettes	082655	NC -	082655	NC -	082655	NC -	082655	NC -	082655	NC -	082655	NC -	082655	NC -
Flexible DN10-180/180 - l. 1,5 m	082570	NC -	082570	NC -	082570	NC -	082570	NC -	082570	NC -	082570	NC -	082570	NC -
Système de verrouillage pour bouchons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	082736	NC -	082736	NC -

* Composé de canisters et gobelets en plastique