

Bains-marie WTB Memmert

- Ecran tactile couleur 3,5"
- Limiteur de température indépendant pour coupure du chauffage en cas d'anomalie
- Cuve en acier inoxydable avec coins arrondis pour un nettoyage facile
- Robinet de vidange en façade
- Livré avec couvercle
- Livré sans grille de fond, à compléter obligatoirement par une grille ou un rack selon besoin



Modèle	WTB6	WTB11	WTB15	WTB24	WTB35	WTB50
Interface	Digitale					
Volume (l)	7	10	17	23	37	51
Dimensions internes (l x p x h) (mm)	277 x 217 x 150	267 x 207 x 200	482 x 277 x 150	472 x 267 x 200	602 x 482 x 150	592 x 472 x 200
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +100°C					
Précision de température (°C)	0,1					
Puissance de chauffe (kW)	1	1	1,42	1,42	2,8	2,8
Mode d'utilisation	Continu					
Dim ext (l x p x h) (mm)	479 x 289 x 375	479 x 289 x 425	749 x 349 x 375	749 x 349 x 425	868 x 554 x 375	868 x 554 x 425
Poids (kg)	11	12	18	20	30	30
Réf.	912084B	912085B	912086B	912087B	912088B	912089B
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Couvercle pupitre en acier inox	912535	912536	912537	912538	912539	912540
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Couvercle acier inox à ouvertures	912545	912546	912547	912548	912549	912550
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Grille de fond double face (30/60mm)	912551	912552	912553	912554	912555	912556
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Pompe de circulation externe	912569	912570	912571	912572	912573	912574
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Set de connexion pour pompe de circulation *	912563	912564	912565	912566	912567	912568
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Dispositif d'agitation	-	-	912581	912582	912583	912584
€	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -
Support pour dispositif d'agitation **	-	-	912585	912586	912587	912588
€	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -

* A commander obligatoirement avec la pompe de circulation externe

** A commander obligatoirement avec le dispositif d'agitation pour utilisation avec des pinces d'Erlenmeyer

Portoirs agités pour bains-marie WTB

- Nécessite le dispositif d'agitation (voir accessoires des bains Memmert)

Compatibilité		WTB 15	WTB 24	WTB 35	WTB 50
Pince pour Erlenmeyer 100 ml	Réf.	912589	912590	912591	912592
€		NC -	NC -	NC -	NC -
Pince pour Erlenmeyer 200 ml	Réf.	912593	912594	912595	912596
€		NC -	NC -	NC -	NC -
Pince pour Erlenmeyer 300 ml	Réf.	912597	912598	912599	912600
€		NC -	NC -	NC -	NC -
Pince pour Erlenmeyer 500 ml	Réf.	912601	912602	912603	912604
€		NC -	NC -	NC -	NC -

Compatibilité		WTB 15	WTB 24	WTB 35	WTB 50
Tubes Ø 14,5 mm	Réf.	912605	912590	912591	912592
	Capacité	171	171	475	475
€		NC -	NC -	NC -	NC -
Tubes Ø 18 mm	Réf.	912609	912594	912595	912596
	Capacité	119	119	357	357
€		NC -	NC -	NC -	NC -
Tubes Ø 32 mm	Réf.	912613	912598	912599	912600
	Capacité	45	45	117	117
€		NC -	NC -	NC -	NC -