

Densitomètre

Pour la mesure de la turbidité de suspensions cellulaires

- Compact
- Pour tubes diamètre 18 mm
- Diamètre 16 mm avec adaptateur
- Longueur d'onde : 565 nm

Modèle	Den-1	Den-1B
Plage de mesure (Unité Mac Farland)	0,3 à 15	0,00 à 15,00
Précision	± 3 %	
Volume échantillon	> 2 ml	
Alimentation	120 - 230 V	120 - 230 V ou 3 piles AA
Dimensions	75 x 115 x 165 mm	
Poids	700 g	
Réf.	144573B	144766B
€	NC -	NC -



Accessoires

Réf.	Désignation	€
144574	Adaptateur pour tube diamètre 16 mm	NC -
4911102	Kit de calibration pour tubes diamètre 16 mm	NC -

Analyseur humidité SMART 6

- Rapide
- Séchage en 1 à 2 minutes
- Précis
- Polyvalent
- Applications illimitées pour poudres, produits pâteux et liquides



Dessiccateur pour grains MC2000

Pour la mesure de l'humidité des grains.

- Portatif
- Interface conviviale
- Précis
- Alimentation : 4 piles
- Affichage LCD rétro éclairé
- Gamme : 4 - 45 % d'humidité
- Dimensions : 200 x 190 x 120 mm

Réf.	Désignation	€
192342	Analyseur d'humidité dans les grains MC2000	NC -

