

Enceintes thermostatiques ST C SMART POL-EKO

- Capacités différentes : de 70 l à 1450 l
- Contrôleur SMART à écran 4,3" tactile
- Température de travail : de + 3 °C à 40 °C / de 3 °C à 70 °C pour les versions avec option 70 °C
- Convection forcée
- Extérieur acier peint, intérieur inox
- Plafonnier intérieur LED
- Port d'accès 30 mm à gauche
- Alarme de porte
- Porte avec fermeture à clé
- Roulettes sur les capacités ST 1200 et ST 1450
- Protection de classe 1,0 en standard et protection de classe 3,3 en option
- Port Lan et USB pour la récupération des données
- Livrées avec grilles
- Alimentation 230 V / 50-60 Hz



Modèle	ST 1 C SMART	ST 2 C SMART	ST 3 C SMART	ST 4 C SMART	ST 5 C SMART	ST 6 C SMART	ST 500 CM SMART	ST 700 CM SMART	ST 1200 CM SMART	ST 1450 CM SMART	ST 500 C SMART	ST 700 C SMART	ST 1200 C SMART	ST 1450 C SMART
Caractéristiques														
Volume	70	150	200	250	300	400	500	625	1365	1540	500	625	1365	1540
Dim. ext. l x p x h	550x660 x680	600x650 x900	600x650 x1100	600x650 x1300	600x650 x1500	600x650 x1900	640x880x1990	710x960 x1990	1460x960 x1990	1440x1060 x1940	640x880 x1990	710x960 x1990	1460x960 x1990	1440x1060 x1940
Dim. int. l x p x h	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40	B40
Porte	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2
Extérieur	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc	Époxy blanc
Intérieur	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Nombre grilles std/max.	2/2	3/4	3/4	4/6	4/7	4/10	3/11	3/11	2x3/11	2x3/11	3/11	3/11	2x3/11	2x3/11
Charge max. grille/ totale enceinte	10/20	10/30	10/40	10/50	10/60	10/60	20/100	30/150	30/300	30/300	20/100	30/150	30/300	30/300
Poids	37	54	61	69	75	9	105	121	185	200	105	121	185	200
Réf.	485686	485597	485598	485689	485129B	485691	485526B	485694	485704	485641	485526	485695	485696	485697
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Options montage en usine														
T° jusqu'à + 70 °C	485110	485110	485110	485110	485110	485110	485110	485110	485110	485110	485110	485110	485110	485110
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Prise de courant interne 230V	485002	485002	485002	485002	485002	485002	485002	485002	485002	485002	485002	485002	485002	485002
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Thermostat sécurité/ surchauffe 3,3	485069	485069	485069	485069	485069	485069	485069	485069	485069	485069	485069	485069	485069	485069
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Eclairage jour/nuit*	485084B	485085B (4 led) ou 485086B (6 led)	485086B	485087B	485087B	-	-	-	-	-	485088B	485088B	485089B	485089B
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	-	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -
Accessoires														
Grille inox supplémentaire	485700	485701	485701	485701	485701	485701	485046B	485048B	485048B	485125	485046B	485048B	485048B	485125
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Etagère inox perforée	485684	485524	485524	485524	485524	485524	485052B	485053B	485053B	485685B	485052B	485053B	485053B	485685B
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Piètement avec roues	485063B	485064B	485065B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	NC -	NC -	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Les éléments lumineux LED (lumière du jour) sont disposés sur les cotés internes de l'enceinte.
 * La plage de température de l'enceinte avec éclairage allumé : + 10 °C à + 50 °C, avec option 70 °C.