


- ▶ Armoire pour produits inflammables - EN14470-1, FM. 6050
- ▶ Armoire anti-feu pour bouteilles de Gaz - EN14470-2
- ▶ Armoire Acides-Bases
- ▶ Armoire Phytosanitaire, Toxique- Armoire combinée
- ▶ Caisson de ventilation et filtration
- ▶ Sorbonne EN14175-3
- ▶ Douche de sécurité et oculaire EN15154
- ▶ Bac, plateforme et rayonnage de sécurité
- ▶ Récipient et bidon de sécurité absorbants



Toutes nos armoires résistantes au feu répondent à la norme EN 14470-1 / FM 6050 ou EN 14470-2. Ces armoires de sécurité ont la certification GS avec 50.000 cycles d'ouverture et de fermeture sans aucune usure prématurée.



Armoires résistantes au feu 90 min ou 60 min NF EN 14470-1 avec portes battantes



571024B



571025B

Modèles	Référence	Étagère supplémentaire
S90.196.120.WDAS	571024B	
S60.196.120.WDAS	571028B	571046B
S90.196.060.WDAS	571025B	
S60.196.060.WDAS	571029B	571045B

Armoire de sécurité Q-Classic résistante au feu 90 min ou 30 min NF EN 14470-1



Coloris portes	Modèle 90 min	Modèle 30 min
	Référence	Référence
Jaune	571094B	571114
Gris	571095B	571115
Rouge	571096B	571116
Bleu	571097B	571117
Vert	571098B	571118
Argent	571099B	571119
Blanc	571100B	571120

Armoires pour acides et bases



571010B

Types	Modèles armoires hautes	
Modèles	SL.196.120	SL.196.60
Équipement int.	8 étagères coulissantes	-
Référence	571009B	-
Équipement int.	12 étagères coulissantes	4 étagères coulissantes
Référence	571010B	571011B



571015B

Types	Modèles armoires sous paillasse	
Modèles	SL.60.110	SL.59.60
Équipement int.	2 étagères coulissantes	1 étagères coulissantes
Référence	571013B	571016B
Équipement int.	4 étagères coulissantes	2 étagères coulissantes
Référence	571014B	571015B

**Armoire combinée avec résistance au feu
30 min NF EN 14470-1**



Modèle	K-30.197.120.MV.FWAS
Réf.	571121

**Armoires combinées avec résistance au feu
90 min NF EN 14470-1**



Modèle	K90.196.120.MF.FWAS	
Réf.	571002B	571049B

Armoires sous-paillasse résistantes au feu 30 min ou 90 min NF EN 14470-1



571043B

Types	Modèles	Référence
Modèles 90 min	VBF.60.110-S	571043B
	VBF.60.110-2S	571042B
	VBF.60.110-T/01110	571044B
Modèles 30 min	F30.60.110-S	571036B
	F30.60.110-2S	571035B
	F30.60.110-T/01110	571038B

Armoires combinées sous paillasse ASECOS



Modèle	K90.060.110.050.UB.ST
Réf.	571104



Modèle	K90.060.110.050.UB.2T
Réf.	571103

