

POINTES & MICROPIPETTES

Micropipettes Pipet-Lite™ XLS™ et XLS+™ avec RFID - Rainin

- Deux modèles :
 - LTS : utilise exclusivement les cônes Rainin LTS
 - Universel : utilise les cônes universels Rainin ou toute marque de pointes
- Éjecteur de cône à démontage rapide autoclavable sur tous les modèles
- XLS+ : système de joint augmentant la fluidité et la souplesse du pipetage et simplifiant l'autoclavage de la partie basse
- XLS+ : éjecteur en PVDF robuste

RAININ
Pipetting 360°

Étiquettes
RFID



Volume	Incrément (µl)	Modèle XLS+ LTS			Modèle XLS+ Universel		
		Réf.	€ HT	€ HT PROMO*	Réf.	€ HT	€ HT PROMO*
0,1 - 2 µl	0,002	17014393	298	OFFERTE	17014413	298	OFFERTE
0,5 - 10 µl	0,02	17014388	298	OFFERTE	17014409	298	OFFERTE
2 - 20 µl	0,02	17014392	273	OFFERTE	17014412	273	OFFERTE
10 - 100 µl	0,2	17014384	273	OFFERTE	17014408	273	OFFERTE
20 - 200 µl	0,2	17014391	273	OFFERTE	17014411	273	OFFERTE
20 - 300 µl	0,5	17014405	273	OFFERTE	17014414	273	OFFERTE
100 - 1000 µl	2	17014382	273	OFFERTE	17014407	273	OFFERTE
200 - 2000 µl	2	17014390	273	OFFERTE	17014410	273	OFFERTE

Starter Kit

➤ Kit comprenant :

- 1 micropipette de 20 µl,
- 1 micropipette de 200 µl,
- 1 micropipette de 1000 µl,
- 3 portoirs muraux,
- 2 racks de pointes (250 & 1000 µl)

Référence	Désignation	€ HT
17014415	Kit universel XLS +™	664 -
17014406	Kit LTS XLS +™	664 -



ACHETEZ 1 STARTER
KIT XLS+ UNIVERSEL
OU XLS+ LTS
ET RECEVEZ
EN PLUS 2 PIPETTES
GRATUITES
DE VOTRE CHOIX*
SOIT 664 € HT
LES 5 PIPETTES

* 2 pipettes **identiques ou panachées** à choisir dans le tableau ci-dessus.

