

FOCUS



DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ LES IMAGEURS DE GEL NIPPON GENETICS

Imageur de gel FastGene Fas-V

NOUVEAU



SAISISSEZ LA RÉFÉRENCE SUR
DUTSCHER.COM
POUR VOIR LA VIDÉO PRODUIT



- **Système tout-en-un** équipé d'un écran tactile 26,4 cm
- Equipé d'un transilluminateur XL 21x26 cm à LED bleues/vertes et blanches
- Compatible avec les dyes rouges (dont le bromure d'éthidium et le Midori Green)
- Possibilité de retoucher directement les images sur l'écran
- Stockage interne des images jusqu'à 16 Go
- Connexions USB et port Ethernet

Caméra	2 MPixels CCD sensor diamètre 28,6 mm
Lentille	Lentille parfocale, zoom 6 x 12,5 - 75 mm, ouverture f/1.2
Filtre optique	520 nm - ambré
Dim. l x L x h (mm)	785 x 400 x 38,2
Poids (kg)	35
Référence	523330
€ HT	9346 -

 **Dutscher.com**
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

30, rue de l'Industrie - ZAC Brumath Nord - BP 62 - 67172 BRUMATH CEDEX
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99 - www.dutscher.com

