

FOCUS

Plaques de culture Edge

Thermo
SCIENTIFIC

nunc

Plaques de culture à réservoir

- Design unique et innovant : la microplaque Edge Nunc possède un réservoir (espace inter-puits) en périphérie pouvant être rempli de liquide ou gel stérile, permettant de créer de larges zones d'évaporation tampon pour éliminer les effets de bord durant vos cultures et tests cellulaires
- Manipulation optimisée : résultats exploitables sur l'ensemble des 96 puits
- Deux versions : traitées culture, idéale pour la croissance cellulaire (Nunclon Delta certifiée sur 4 lignées cellulaires) ou non
- Plaques à faible taux d'évaporation
- Faible fluorescence
- Format SBS, ANSI, pour manipulation automatisée ou manuelle
- En polystyrène

Référence	Volume par puits	Couvercle	Surface traitée	Stérile	Unités/carton	€ HT/carton
056728	400	Sans	Nunclon	Oui	160	Sur DEMANDE
056729	400	Avec	Nunclon	Oui	50	Sur DEMANDE
056730	400	Avec	Non traitée	Non	160	Sur DEMANDE
056731	400	Avec	Non traitée	Oui	50	Sur DEMANDE

Échantillonnage plaques EDGE

Référence	Volume par puits	Couvercle	Surface traitée	Stérile
ECH056728	400	Sans	Nunclon	Oui
ECH056729	400	Avec	Nunclon	Oui
ECH056730	400	Avec	Non traitée	Non
ECH056731	400	Avec	Non traitée	Oui

**ÉCHANTILLONS DISPONIBLES
SUR DEMANDE**

Contactez notre service commercial
pour toute offre personnalisée

 **Dutscher.com**
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

30, rue de l'Industrie - ZAC Brumath Nord - BP 62 - 67172 BRUMATH CEDEX
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99 - www.dutscher.com

