

FOCUS

INCUBATEURS PANASONIC

Panasonic

INCUBATEUR À CO₂ POUR CULTURE DE CELLULES MCO-18AC-PE



Optimisez vos cultures cellulaires

- Prévention de contamination en continue : alliage cuivre/Acier inoxydable + Lampe UV
- Fiabilité et Durabilité : sonde Conductivité Thermique stable dans le temps
- Stabilité de la température : système jaquette d'air + ventilation forcée
- Facilité d'utilisation : bac à eau amovible + panneau de contrôle intuitif

Référence	Désignation	€ HT
099345	Incubateur CO2 Panasonic 170 l MCO-18AC-PE	5775 -

INCUBATEUR BACTÉRIOLOGIQUE MIR-H163-PE



Un environnement stable pour vos cultures bactériennes

- Contrôle précis de la température (amb + 5 °C à + 80 °C) : microprocesseur PID + jaquette d'air
- Aucun risque de dessèchement des géloses : convection naturelle
- Fonction minuteur électronique
- Sécurité optimisée : fonction auto-diagnostic

Référence	Désignation	€ HT
099033B	Incubateur bactériologique Panasonic modèle MIR-H163-PE volume 93 litres	2050 -

 **Dutscher.com**
CONSOMMABLES ET MATÉRIELS DE LABORATOIRE

30, rue de l'Industrie - ZAC Brumath Nord - BP 62 - 67172 BRUMATH CEDEX
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax. 03 88 59 33 99 - www.dutscher.com

