

NOUVEAU PHOTOMÈTRE OD-600

MESURE DE L'ABSORBANCE À 600NM
POUR SUIVI DE LA CROISSANCE
BACTÉRIENNE ET COLLECTE À
VIABILITÉ OPTIMALE.

Surveillance précise de la croissance : suivez les phases de croissance bactérienne pour garantir que les cellules sont récoltées au maximum de leur viabilité.


Mobilité : mobilité illimitée, adaptée à une utilisation pour les travaux sur le terrain, dans les PSM, ainsi que dans les chambres d'incubation*, même dans des conditions anaérobies*.
(*Certaines restrictions ou limitations s'appliquent. Veuillez nous contacter.)

Gestion efficace des données : 4 Go de stockage interne permettent de stocker plus de 500 000 mesures. Assure une gestion efficace des données et un accès rapide à toutes les données d'échantillons précédemment mesurées grâce à la fonction de liste d'échantillons.

Polyvalent : accepte tous types de cuves :

- DiluCell™
- Cuvettes macro et semi-micro de 10 mm
- Tubes verre/falcon de 10, 12, 16, 18 mm - sans adaptateur

Longueur d'onde	600nm
Bande passante	18mm
Gamme de densité optique	0 à 4 A
Précision photométrique	+/- 0,01A à 1A
Reproductibilité	< ±0.002 A à 1A
Hauteur du trajet optique	8,5mm
Ecran	3.5" compatible gants, 480 x 320 pixels
Mémoire	4GB interne
Sortie	USB-A
Dimensions lpxh (mm)	140x110x70
Poids (Kg)	0.6
Réf.	499257
€	NC -



Accessoires

Réf	Désignation	€
499220	Cuvettes DILUCELL10, pour dilution 1/10, volume d'échantillon minimum 300 µl	NC -
499260	Extension de garantie pour IMPLEN OD600 de 1 année	NC -
499261	Extension de garantie pour IMPLEN OD600 de 2 ans	NC -
499262	Package QI/QO pour IMPLEN OD600 (fichier Excel sur clef USB)	NC -
499263	Calibration et certification de 2 filtres en verre neutre pour photomètre OD600	NC -

[DÉCOUVREZ L'EFFICACITÉ DU NOUVEL OD-600 SUR NOTRE PAGE WEB](#)