



Les PSM

Pour le contrôle métrologique des PSM
& l'entretien des Parc matériels clients
Dominique Dutscher s'appuie sur **MC2**,
un prestataire indépendant
des fabricants de matériel

Les de MC2

Équipes techniques locales, réparties sur tout le territoire, gage de réactivité et du respect des périodicités annuelles.

Notre indépendance vis-à-vis des fabricants : une position stratégique lors d'une étape de qualification.

Nos prestations

OBJECTIF

- Réaliser les contrôles annuels de vos appareils dans le cadre de votre démarche qualité, ou lors d'une mise en service.
- S'assurer que les performances des appareils sont en concordance avec les spécifications attendues et qu'ils ne dérivent pas anormalement dans le temps.

Vérification et de conformité métrologique des PSM et Flux Laminaires (vertical ou horizontal) selon la norme NF EN 12469 - Edition Juillet 2000 comprenant :

- Vérification (visualisation) des directions des flux d'airs
- Examen visuel des surfaces externes et internes
- Tests des alarmes
- Mesure des vitesses d'écoulement de l'air
- Test des fonctions Marche / Arrêt
- Test de l'intégrité des filtres par balayage du filtre HEPA réalisé avec un compteur de particules, pour vérification de l'absence de fuite
- Remise d'un rapport avec traçabilité métrologique des équipements de mesure mis en œuvre

Option : Détermination de la classe d'empoussièrement selon la norme NF EN ISO 14644-1



MC2
2 allée Alan Turing
63170 AUBIERE