


Référence	Conditionnement	Points forts	APPLICATIONS									SPÉCIFICITÉS							CARACTÉRISTIQUES DE L'ADHÉSIF					COMPATIBILITÉS		
			PCR	qPCR	Stockage à court terme / incubation / ELISA	Stockage à long terme	Culture cellulaire et microbiologique	Cristallographie	HPLC	Fluorescence / luminescence	Sonication	Stérile	DNase RNase free	Résistance chimique	Perçable	Optiquement clair	Transparent	Opaque	Perméable aux gaz	Matière	Température d'utilisation	Type d'adhésif	Épaisseur du film (µm)	Épaisseur de l'adhésif (µm)	Plaque bicomposant	Barette de 8 tubes et colonne de plaque
760212	Feuille	Ne se replie pas sur lui-même	•			•						•	•	•			•	Aluminium	-80 °C à +120 °C	Acrylique	35,6	27,9	•		Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760213	Feuille	Ne se replie pas sur lui-même	•			•						•	•	•			•	Aluminium	-80 °C à +120 °C	Acrylique	35,6	27,9	•		Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760231	Feuille	Étanchéité renforcée pour plaque 96 puits	•			•						•	•				•	Aluminium	-80 °C à +120 °C	Acrylique	38,1	37,6			Tous types de jupe	Avec collerette
760232	Feuille	Étanchéité renforcée pour plaque 384 puits	•			•						•	•				•	Aluminium	-80 °C à +120 °C	Acrylique	38,1	37,6			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760206	Feuille	Facile à retirer	•			•						•	•			•		Polypropylène	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	24,1			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760207	Feuille	Facile à retirer	•			•						•	•			•		Polypropylène	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	24,1			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765267	Feuille	Adhésion supérieure minimisant l'évaporation	•									•				•		Polyester	-20 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	41,9			Tous types de jupe	Avec ou sans collerette
765276	Feuille	Adhésion supérieure minimisant l'évaporation	•									•				•		Polyester	-20 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	41,9			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760229	Feuille	Adhésion supérieure minimisant l'évaporation	•									•				•		Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	41,9			Tous types de jupe	Avec collerette
765264	Feuille	Adhésion supérieure minimisant l'évaporation	•									•				•		Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	41,9			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765269	Feuille	Feuille sécable par colonne de 8 puits	•									•				•		Polypropylène	-20 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	41,9		•	Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760248	Feuille	Feuille sécable par 2 colonnes de 8 puits	•									•				•		Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7			Jupe et demi-jupe	Avec collerette
765282	Feuille	Opaque	•									•	•			•		Aluminium	-20 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	36,8			Tous types de jupe	Avec ou sans collerette
765281	Feuille	Opaque	•									•	•			•		Aluminium	-20 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	36,8			Tous types de jupe	Avec ou sans collerette
765268	Feuille	Feuille sécable par colonne de 8 puits	•									•	•			•		Aluminium	-20 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	36,8		•	Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765270	Rouleau	Excellente résistance chimique	•									•	•			•		Aluminium	-20 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	36,8			Tous types de jupe	Avec ou sans collerette
765246	Feuille	La colle silicone est libérée uniquement lorsqu'une pression est appliquée pour une adhésion irréprochable sans interférence avec l'échantillon		•		•		•	•			•	•			•		Polyoléfine	-80°C à +105 °C	Silicone	50,8	50,8			Tous types de jupe	Avec ou sans collerette
765265	Feuille	La colle silicone est libérée uniquement lorsqu'une pression est appliquée pour une adhésion irréprochable sans interférence avec l'échantillon		•		•		•	•			•	•			•		Polyoléfine	-80°C à +105 °C	Silicone	50,8	50,8			Tous types de jupe	Avec ou sans collerette
760236	Feuille	Film de qualité optique supérieure avec une excellente adhésion		•								•				•		Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	29,2	•		Tous types de jupe	Avec ou sans collerette
760208	Feuille	Film de qualité optique supérieure avec une excellente adhésion		•								•				•		Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	29,2	•		Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765272	Rouleau	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765273	Feuille	Feuille sécable par colonne de 8 puits			•							•				•		Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7		•	Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765274	Feuille	Feuille sécable par colonne de 8 puits			•							•	•			•		Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7		•	Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760202	Feuille	Feuille sécable par 2 colonnes de 8 puits			•							•				•		Polypropylène	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7		•	Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760203	Feuille	Feuille sécable par 2 colonnes de 8 puits			•							•				•		Polypropylène	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7		•	Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760227	Feuille	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur (assortiments)			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760226	Feuille	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur (bleu)			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760222	Feuille	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur (vert)			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette



Référence	Conditionnement	Points forts	APPLICATIONS								SPÉCIFICITÉS							CARACTÉRISTIQUES DE L'ADHÉSIF					COMPATIBILITÉS			
			PCR	qPCR	Stockage à court terme / incubation / ELISA	Stockage à long terme	Culture cellulaire et microbiologique	Cristallographie	HPLC	Fluorescence / luminescence	Sonication	Stérile	DNase RNase free	Résistance chimique	Perçable	Optiquement clair	Transparent	Opaque	Perméable aux gaz	Matière	Température d'utilisation	Type d'adhésif	Épaisseur du film (µm)	Épaisseur de l'adhésif (µm)	Plaque bicomposant	Barette de 8 tubes et colonne de plaque
760223	Feuille	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur (lavande)			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760224	Feuille	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur (orange)			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760225	Feuille	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur (rouge)			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765283	Feuille	Bonne étanchéité			•										•			Polypropylène	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	25,4			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765277	Feuille	Bonne étanchéité			•										•			Polypropylène	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	25,4			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765278	Feuille	Version économique			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765252	Rouleau	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	38,1	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765254	Rouleau	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	38,1	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765253	Rouleau	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	38,1	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765255	Rouleau	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	38,1	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760200	Feuille	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760201	Feuille	Minimise l'évaporation, disponible avec spot de couleur			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	50,8	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760205	Feuille	Film fin facilement perçable avec une pointe de pipette			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	25,4	24,1			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760204	Feuille	Film fin facilement perçable avec une pointe de pipette			•										•			Polyester	-40 °C à +120 °C	Acrylique	25,4	24,1			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765266	Feuille	Excellente résistance chimique				•												Aluminium	-80 °C à +120 °C	Acrylique	48,3	30,5			Tous types de jupe	Avec ou sans collerette
765256	Rouleau	Perméable aux gaz																Rayonne	-20 °C à +80 °C	Acrylique	139,7	-			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765258	Rouleau	Perméable aux gaz																Rayonne	-20 °C à +80 °C	Acrylique	139,7	-			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765257	Rouleau	Perméable aux gaz																Rayonne	-20 °C à +80 °C	Acrylique	139,7	-			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
765259	Rouleau	Perméable aux gaz																Rayonne	-20 °C à +80 °C	Acrylique	139,7	-			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760234	Feuille	Après prélèvement et retrait de la pointe, le "X" se referme et l'échantillon est toujours protégé de toute contamination																Vinyle	-40 °C à +90 °C	Acrylique	88,9	17,8			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760235	Feuille	Après prélèvement et retrait de la pointe, le "X" se referme et l'échantillon est toujours protégé de toute contamination																Vinyle	-40 °C à +90 °C	Acrylique	88,9	17,8			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760216	Feuille	Idéal pour les systèmes robotisés																Polyéthylène	-40 °C à +90 °C	Acrylique	70	25			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760247	Feuille	Idéal pour les systèmes robotisés																Polyéthylène	-40 °C à +90 °C	Acrylique	70	25			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760220	Feuille	Sans adhésif en face des puits, idéal pour utilisation avec pointes et en robotique																Polyéthylène	-40 °C à +90 °C	Acrylique	69,9	26,7			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760241	Feuille	Absorbe la lumière, réduit la lumière parasite																Vinyle	-40 °C à +80 °C	Acrylique	203,2	36,8			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760245	Feuille	Réfléchit la lumière et augmente la sensibilité																Vinyle	-40 °C à +80 °C	Acrylique	203,2	36,8			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760214	Feuille	Perméable aux gaz																Rayonne	-20 °C à +80 °C	Acrylique	139,7	-			Jupe et demi-jupe	Sans collerette
760215	Feuille	Perméable aux gaz																Rayonne	-20 °C à +80 °C	Acrylique	139,7	-			Jupe et demi-jupe	Sans collerette