

CONGÉLATEUR -150 °C PHCBI : L'ÉVOLUTION DE LA CRYOCONSERVATION !

PHCBI

- Les températures de stockage les plus uniformes sans gradient de température : idéale pour une cryopréservation sur le long terme des cellules et de tissus
- Un stockage à sec de qualité : pas de contamination croisée
- Pas de contraintes ni de dangers liés à l'azote lors des manipulations
- Capacité : 14 000 cryotubes 2 ml
- Facile à installer



Dimensions extérieures L x l x h (mm)	1730 x 765 x 1010
Dimensions internes L x l x h (mm)	760 x 495 x 615
Volume (l)	231
Poids net (kg)	318
Capacité (nombre de boîtes) :	-
- Racks en aluminium boîtes de 2"	150
- Racks en acier inoxydable boîtes de 2"	-
Système de réfrigération Cascade	Cascade
Compresseurs W	2 x 1 100
Réfrigérant	HFC mélangé
Matériau isolant	PUF/VIP Plus
Épaisseur de l'isolation (mm)	135
Alimentation	230V 50hz
Référence	099233
€	41238 -

**EXTENSION DE GARANTIE
5 ANS OFFERTE !
RÉF. 299567**