

# PROMOTION

Gants disponibles en stock,  
à des prix plus attractifs,  
profitez-en !

Dans la limite des disponibilités

## Gants latex non poudrés

- 100% latex
- Chlorination et lavage simples
- Protéines de latex : < 30 µg/g
- Double enregistrement :  
EPI résistants aux virus et dispositifs médicaux
- Risque chimique : Type B (KPT)



### Gants DuoSHIELD™ PFT latex 240 mm

- Longueur 240 mm, épaisseur paume : 0,11 mm
- Risque biologique : AQL 1,5 - niveau 2



Réf. 065730 à 065734

**9,99 -**  
~~70,60~~ € HT

Taille	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	Unités/ boîte
Référence	065730	065731	065732	065733	065734	100



### Gants EcoSHIELD™ Eco Latex PF 250

#### PLUS LONG, PLUS ÉPAIS : LA PROTECTION ECOSHIELD

- Longueur 250 mm ; épaisseur paume : 0,12 mm
- Risque biologique : AQL 0,65 - niveau 3



Réf. 065789,  
065791, 065792

**10,90 -**  
~~26,60~~ € HT

Taille	XS/6	M/8	L/9	Unités/ boîte
Référence	065789	065791	065792	100



Dominique DUTSCHER SAS  
2C, rue de Bruxelles -  
67170 BERNOLSHEIM  
Tél. 03 88 59 33 90  
Fax. 03 88 59 33 99  
[www.dutscher.com](http://www.dutscher.com)

Gants disponibles en stock,  
à des prix plus attractifs,  
profitez-en !

Dans la limite des disponibilités

## Gants nitrile non poudrés

CONFORMITÉ, CONFORT, PROTECTION SHIELD SCIENTIFIC

- Double enregistrement Dispositif Medical + EPI
- Deux épaisseurs, deux niveaux de protection
- 100 % nitrile



### Gants SHIELD™ SMARTLine nitrile bleus 240 mm

- Pour la protection contre les risques courants
- AQL < 1,5
- Résistants à la pénétration des agents infectieux selon test ISO 16604:2004 procédure B
- Epaisseur paume : 0,07 mm
- Longueur : 240 mm

Réf. 065927 à 065931

**13,50 -**  
29,75 € HT



NOUVEAU

SMARTLine™



Taille	XS	S	M	L	XL/10	Unités/boîte
Référence	065927	065928	065929	065930	065931	90

### Gants DuoSHIELD™ ICE NITRILE™ 240 mm

PLUS ÉPAIS, PLUS PROTECTEUR : DUOSHIELD

- Non poudrés, chlorination et lavage simples
- Longueur 240 mm, épaisseur paume : 0,11 mm
- Risque biologique : AQL 1,5 - niveau 2
- Risque chimique : Type B (KPT)



Réf. 065737 et 065738

**15 -**  
46,50 € HT

Taille	M/8	L/9	Unités/boîte
Référence	065737	065738	100



Dominique DUTSCHER SAS  
2C, rue de Bruxelles -  
67170 BERNOLSHEIM  
Tél. 03 88 59 33 90  
Fax. 03 88 59 33 99  
[www.dutscher.com](http://www.dutscher.com)



# PROMOTION

Gants disponibles en stock,  
à des prix plus attractifs,  
profitez-en !

Dans la limite des disponibilités

## Les autres gammes en stock

- > Nitrile bleu non poudré 240 mm
- > Contact alimentaire
- > Excellente dextérité

### Double enregistrement DM + EPI

#### Gants nitrile Gen-X nouvelle génération



- > Gants nitrile bleu
- > Longueur : 240 mm
- > Epaisseur : 0,06 mm (paume)
- > AQL : 1,5
- > EPI cat III :
  - EN 374-5 : 2016 + virus
  - EN 374-1 : 2016 (Type C)
- > DM selon EN 455: 1-4

ISO 374-1:2016/Type C ISO 374-5:2016



S	M	L	XL	Unités/ carton
603507	603508	603509	603510	100

Réf. 603507 à 603510

**9,99 -**

~~33,40~~ € HT

#### Gants Nitrex Ultra Sensitive

- > Gants nitrile bleus non poudrés
- > Excellente dextérité
- > Extrémités texturées
- > Longueur 240 mm
- > Epaisseur (paume) : 0,05 mm
- > Sans latex
- > Gants d'examen selon EN 455 1-4
- > AQL : 1,5
- > EPI Cat. III type B (KPT)
- > Conformés contact alimentaire



EN BOÎTE DE 200 !

S	M	L	Unités/ carton
855193	855194	855195	200

Réf. 855193 à 855195

**13,90 -**

~~35~~ € HT

**PRIX EN BAISSÉ!**

### Gants d'examen

#### Gants d'examen en nitrile bleu non poudré BEYBI

- > Gant d'examen en nitrile bleu
- > Très fin, bonnes sensibilité et préhension
- > Longueur : 240 mm
- > Epaisseur : 0,06 mm (paume)
- > Non poudré
- > AQL : 1,5
- > Répond aux normes des gants médicaux EN 455 : 1-4
- > Conforme contact alimentaire

M	L	Unités/ carton
855179	855180	100

**PRIX EN BAISSÉ!**

Réf. 855179 à 855180

**6,90 -**

~~15,90~~ € HT



Dominique DUTSCHER SAS  
2C, rue de Bruxelles -  
67170 BERNOLSHEIM  
Tél. 03 88 59 33 90  
Fax. 03 88 59 33 99  
[www.dutscher.com](http://www.dutscher.com)